

PROPOZYCJE KOLUMN LAPAROSKOPOWYCH KENDROPORT




Kolumny laparoskopowe umożliwiają swobodne rozmieszczenie aparatury na półkach. Gama różnych uchwytów na monitor pozwala na kompozycję stanowiska najbardziej odpowiadającego specyfice sali operacyjnej.

Monitory w opcji.

K100S-ALFA80/80 + ramię BETA typu L

Cena w EURO
od 10 300,00 €



Proponowane wyposażenie podstawowe

pneumatyczne hamulce przegubów	
półka 450 x 500mm	4 szt.
szuflada	1 szt.
gniazda elektryczne 230V	16 szt.
gniazda wyrównania potencjału	8 szt.
przygotowanie pod instalację teletechniczną	2 szt.

gniazda gazowe:	
AIR sprężone powietrze 0,5	2 szt.
VAC próżnia	2 szt.
Co2 dwutlenek węgla	1 szt.
sygnalizator stanu gazów	1 szt.

K100S-ALFA60/80

Cena w EURO
od 8 400,00 €