

Koncentrator tlenu TOKYO 3A-W



Koncentrator tlenu TOKYO 3A-W

Jest to jeden z mniejszych aparatów, lekki jak na tego typu urządzenia. Jego żywotność szacuje się na ponad 20 000 moto-godzin pracy. Dzięki swoim wymiarom i niewielkiej wadze jest łatwy w transporcie.

Sprzedawany aparat jest wyposażony we wszystkie niezbędne akcesoria potrzebne do terapii tlenowej, kaniula nosowa czyli tzw. "wąsy do oddychania" nawilżacz powietrza, oraz zapasowe filtry wstępny i antybakteryjny.

Urządzenie jest bardzo proste w obsłudze. Wystarczy jeden przycisk i założyć kaniulę nosową aby rozpocząć korzystanie z tlenoterapii.

Urządzenie dodatkowo na tle innych wyróżnia się pilotem do uruchamiania na odległość oraz wbudowanym inhalatorem.

Pilot jest szczególnie przydatny dla osób posiadających problem z poruszaniem lub niepełnosprawnych. Na wyciągnięcie ręki wystarczy kaniula nosowa (lub może być cały czas założona na głowie) i można na odległość uruchamiać urządzenie.

Wbudowany Inhalator pneumatyczny będzie szczególnie przydatny dla osób potrzebujących korzystać z atomizera do nebulizacji. Dwa urządzenia w jednym to nie tylko oszczędność pieniędzy, ale i miejsca wokół pacjenta.

Wszystkie ceny są cenami brutto (8% VAT). Ceny zawierają cenę transportu.

__Zawartość zestawu__

- cewnik do podawania tlenu przez nos,
- nawilżacz tlenu,
- nebulizator,

- kabel zasilający,

- **filtr PAL dodatkowy,**
- przewód 5 m do kaniuli nosowej o długości 2 m,
- **pilot do uruchamiania na odległość,**
- polska instrukcja obsługi
- karta gwarancyjna na 2 lata.

__Dane techniczne__

- Napięcie: 230V 50HZ
 - Zużycie mocy: 300W
 - Koncentracja tlenu: >90% (5L/min)
 - Przepływ tlenu: 0~5L/min
 - Ciśnienie dostarczania tlenu: 0,3~0,06MPa
 - Poziom hałasu: 40 dB
 - Wymiary: (Wysokość)480X(szerokość)350X(głębokość)310(mm)
 - Waga netto: 20 Kg
 - Klasyfikacja elektryczna: Klasa II Stopień B
 - Alarm: awaria zasilania
- .