



KOMORA
HIPERBARYCZNA
O2 Prime soft



POLYESTROWA komora O₂ Prime soft

To wyroby najwyższej jakości, produkowane w Japonii od kilku lat. **HearMEC** jest zarejestrowanym producentem urządzeń medycznych, posiada wszystkie certyfikaty jakości, w tym przede wszystkim **ISO 13485 ISO 9001** oraz **certyfikaty CE**.

HearMEC dąży by stać się najbardziej prestiżową firmą w Japonii w dziedzinie komór ciśnieniowych i systemów kontroli. Pomimo używania wysokiej jakości materiałów produkowanych w Japonii, udało nam się utrzymać produkty stosunkowo tanie w zakupie i praktycznie bezobsługowe. Są jednymi z najpopularniejszych miękkich komór w Japonii.



Miękka komora O₂ Prime soft

*Jest komorą do zastosowań „domowych”
Wykonana jest z Poliestru TPUX
o wytrzymałości 35 kg / cm². Niska masa
w połączeniu z małymi wymiarami po złożeniu
umożliwia łatwe przewożenie i przenoszenie.
Właściwościami leczniczymi nieznacznie ustępuje
modelom twardych komór. Niska cena połączona
z Japońską precyzją to dobry mariaż.
Z komór tego typu korzysta na świecie wielu
znanych i wybitnych sportowców. Pomagają w
szybkiej regeneracji organizmu oraz pełnej jego
rewitalizacji.
Na ten wyrób udzielamy rocznej gwarancji.*



Spec.	Product
Product Image	
Body material,Color	Polyester,Exclusive cover
Dimension ($\phi \times L$) in cm	$\phi 73 \times 230$
Volume(liter)	750
Weight(kg)	13
Setting Pressure(kPa)	20,30
Usage time(minutes)	Free
Oxygen density/max.Pressure(%)	28
Model	OX-IV
Air conditioning cool	Δ
warm	-
Video + Sound	-
Oxygen Concentrator	Δ
Operation in Outside	Manual control
Operation in Capsule	Manual control
Installation Base	Guide mat
Grip	-
Interphone	-
Ear equalizer	Manual
Analog type pressure meter	Included
cena natto	11000 USD



cena netto 3000 USD

Yellow cells are marked the part of main difference point.

※1 Δ Option

※2 -unnecessary