

## SERIA SAM



SAM-01

Elementy **stolików serii SAM** wykonano z:  
**stelaż** stalowy, lakierowany proszkowo, wyposażony w koła o średnicy 100 mm, w tym dwa z blokadą  
**blat** stalowy, lakierowany proszkowo, otoczony z trzech stron szybkami z pleksi, wyposażony w materacyk  
**szafka** z drzwiczkami lub szufladami z płyty meblowej  
**front** z płyty MDF, lakierowanej na wybrany kolor wg palety RAL  
 wysuwana półka pod wagę

**Wymiary całkowite [mm]: 1000 x 700 x 900**  
 [długość x szerokość x wysokość]



SAM-01S



SAM-02



SAM-02S



SAM-03



SAM-03S

## SERIA RN



RN-01

Elementy **stolików serii RN** wykonano z:  
**blat** stalowy, lakierowany proszkowo, otoczony z czterech stron uchylnymi szybkami z pleksi, wyposażony w materacyk  
**szafka** z drzwiczkami lub szufladami z płyty meblowej  
**front** z płyty meblowej MDF, lakierowanej na wybrany kolor wg palety RAL  
**podstawa** z tworzywa ABS lub stalowa lakierowana proszkowo, wyposażona w koła o średnicy 100 mm, w tym dwa z blokadą

**Wymiary całkowite [mm]: 550 x 700 x 900**  
 [długość x szerokość x wysokość]



RN-02



RN-03



RN-04