

**System szynowy ISA** składa się z szyn instrumentalnych typu **MODUR**, **EUROSTANDARD**, mocowanych bezpośrednio do ściany oraz elementów do podtrzymywania wyposażenia medycznego, w tym: półki, tacki, wieszaki, parawany, zapewniając ergonomiczną organizację przestrzenną aparatury i sprzętu.

**Przekroje szyn instrumentalnych:**

- **MODUR: 10 x 30 mm**, wykonana z profilu aluminiowego
- **EUROSTANDARD: 10 x 25 mm**, wykonana z profilu aluminiowego, opcja: ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9



Przykładowe rozwiązanie systemu szynowego ISA



Kaseton elektryczno-gazowy ISA 9000 naścienny w układzie poziomym z wyposażeniem szynowym systemu ISA

## SZYNA INSTRUMENTALNA MODUR I EUROSTANDARD



Szyrna instrumentalna MODUR typ MD-01 z uchwytem



Szyrna instrumentalna MODUR typ MD-01



Szyrna instrumentalna MODUR typ MD-01 z uchwytami



Szyrna instrumentalna EUROSTANDARD