

KOSZE STERYLIZACYJNE SERIA KSKO

Kosze serii KSKO wykonano ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9

Wielkość koszy dostosowana jest do jednostki wsadu sterylizacyjnego, zgodnie z wymogami norm europejskich wg PN-EN-2852

Konstrukcja umożliwia łatwe ich składowanie poprzez ustawienie jednego na drugim, umieszczenie w specjalnych wózkach lub regałach



KS-1

Wymiary całkowite [mm]:

575 x 280 x 135

[długość x szerokość x wysokość]



KS-2

Wymiary całkowite [mm]:

575 x 280 x 260

[długość x szerokość x wysokość]



KS-3

Wymiary całkowite [mm]:


575 x 280 x 260

[długość x szerokość x wysokość]

REGAŁY I STOJAKI LISTWOWE SYSTEM RKS

System RKS wykonano w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9

Regały stanowią listwy ściennie lub wolnostojące z zaczepami do zawieszania koszy i półek



RKS-2

Wymiary [mm]:

wysokość: **800-1600**

rozstaw listew: **530**



Regał RKS-2 z wyposażeniem



RKS-3

Wymiary całkowite [mm]:

550 x 450 x 1900

[długość x szerokość x wysokość]



RKS-4

Wymiary całkowite [mm]:

550 x 750 x 1900

[długość x szerokość x wysokość]