

# Stołowe Sterylizatory Parowe serii **STING 11B**



Sting 11B Premium

Nowoczesne sterylizatory  
parowe klasy B



 **Greenpol**®

- Łatwe w obsłudze
- Szybkie i ekonomiczne: cykle sterylizacji od 21 minut z zaawansowanym systemem oszczędzania wody i energii
- Wydajne – max. załadunek do 6 tac, lub 4 kaset
- Próżnia frakcjonowana i suszenie próżniowe
- Niskie zużycie wody dejonizowanej
- Dokumentacja procesu poprzez drukarkę lub pamięć SD, połączenie z komputerem przez port szeregowy

# Stołowe Sterylizatory Parowe

## serii **STING 11B**

Sterylizatory serii **Sting 11B** spełniają najwyższe standardy i wymagania dotyczące jakości, bezpieczeństwa oraz ergonomii użytkownika. Wyposażone są w 25 litrową komorę wykonaną ze stali nierdzewnej 316L, wbudowany generator pary, pompę próżniową oraz system oszczędzania energii zmniejszający jej zużycie o 30%. Każdy cykl dokumentowany jest przez drukarkę i/lub czytnik kart SD. Urządzenia posiadają również wbudowany port RS 232 służący do komunikacji z komputerem. Wyposażone są w pełni automatyczny system zamykania drzwi oraz sterowania za pomocą dotykowego wyświetlacza.



### Sterylizatory serii Sting 11B posiadają w standardzie:

- Wbudowany generator
- Wbudowaną drukarkę lub kartę SD z czytnikiem do wyboru
- Port RS 232 do komunikacji z komputerem
- Uchwyt ze stali nierdzewnej z 4 tacami
- Membranową pompę próżniową
- Sterownik mikroprocesorowy z ekranem dotykowym
- Liczne funkcje zabezpieczające
- 5 cykli sterylizacji, 2 cykle testowe
- Ręczne odróżnianie i napełnianie wodą

### Wyposażenie opcjonalne:

- System odwróconej osmozy do kondycjonowania wody
- Pierścieniowa pompa próżniowa
- Karta SD z czytnikiem
- Drukarka atramentowa lub termiczna
- Zewnętrzna drukarka etykiet
- Oprogramowanie HMI PC
- Dodatkowe tace
- Kasety
- Dodatkowe cykle na życzenie klienta
- Zewnętrzna drukarka etykiet
- Manometry analogowe

### Sterylizatory serii Sting 11B spełniają następujące normy i standardy:

- EN 13060
- Dyrektywa 93/42/EWG.
- Dyrektywa 97/23/EC
- ISO 17665-1:2006
- EN 60601-1+ A1:93 + A2:95;
- EN 61010-1; EN 61010-2-040:05 ; EN 60601-1-2:01 (EMC) ;
- EN 61326: 1997 + A1:98 + A2:01+ A3:03;
- Dyrektywa 89/336/EEC punkt 7 (1);
- ISO 9001: 2008.
- ISO 13485-1:2003
- EN ISO 14971.

### Miejsca zastosowania:

- gabinety stomatologiczne
- gabinety kosmetyczne
- gabinety lekarskie
- ambulatoria
- przychodnie weterynaryjne
- bloki operacyjne

### DANE TECHNICZNE:



Seria Sting 11B	Sting 11B	Sting 11B Premium
Wymiary komory	Ø261 x 492 mm	
Pojemność komory	25 l	
Wymiary urządzenia szer x wys x głęb	534 x 475 x 609mm	
Waga	70 kg	
Zasilanie	jednofazowe, 220V-16A, 50/60Hz	
Dostępne programy sterylizacji	szybki 134°C, wsad nieopakowany 134°C, wsad opakowany 134°C priony 134°C, wsad porowaty 121°C	
Dostępne programy testowe	test Bowie & Dick / test próżniowy	
Dotykowy wyświetlacz	LCD 4,5" monochromatyczny	LCD 5,7" kolorowy
Obudowa	wysokiej jakości stal malowana	stal nierdzewna

