

ONLY ONE



NIF (do -40 cm H₂O)
10-340-00
20/op.

PRZEDSTAWIAMY

NIFometer (do -60 cm H₂O)



10-340-02
20/op.

Do użytku przez
jednego pacjenta

NIFometer®

MIERNIK UJEMNEGO CIŚNIENIA WDECHOWEGO (NIF)

*Najszybszy, najłatwiejszy, najbezpieczniejszy,
niezawodny sposób pomiaru NIF.*

SZYBKI I ŁATWY

- Mały, kompaktowy, podłączany bezpośrednio do rurki intubacyjnej

BEZPIECZNY

- Do użytku przez jednego pacjenta - eliminuje ryzyko zakażeń krzyżowych .
- Umożliwia pełną obserwację pacjenta podczas testów

NIEZAWODNY

- Dokładność do ± 2 cm H₂O -20 do -30 cm H₂O (NIF 0-40) & ± 3 do -15 cm H₂O & ± 5 od -15 do -60 cm H₂O (NIF 0-60).
- Nie wymaga kalibracji.
- Posiada pamięć najwyższej siły wdechu, może być resetowany.

PORĘCZNY

- Lekki - waży tylko 30 g.
- Dostępny także w zestawie z kolankiem, ustnikiem i zaciskiem na nos.

www.mercurymed.com

MercuryMedical®

Do użytku przez jednego pacjenta

NIFometer[®]

MIERNIK UJEMNEGO CIŚNIENIA WDECHOWEGO (NIF)

*Najszybszy, najłatwiejszy, najbezpieczniejszy,
niezawodny sposób pomiaru NIF.*



NIFometer
(do -40 cm H₂O)

NIFometer
(do -60 cm H₂O)



NIFometer - zestaw
dostępny z NIFometrem
do -40 cm H₂O & do -60 cm H₂O

SPECYFIKACJA

Zakres	Do -40 cm H ₂ O
Variance	± 2 cm H ₂ O -20 to -30 cm H ₂ O
Złącze	15 mm I.D./22 mm O.D.
Waga	30 g nominalnie
<hr/>	
Range	Do -60 cm H ₂ O
Variance	± 3 do -15 cm H ₂ O & ± 5 od -15 do -60 cm H ₂ O
Złącze	15 mm I.D./22 mm O.D.
Waga	30g nominalnie

INFORMACJA DOT. ZAMÓWIENIA

Produkt	Opis	Opakowanie
10-340-00	NIFometer (do -40 cm H ₂ O) Dla jednego pacjenta	20/op.
10-340-01	NIFometer - zestaw, (do -40 cm H ₂ O) : kolanko, ustnik, zacisk na nos	10/op.
10-340-02	NIFometer (do -60 cm H ₂ O) Dla jednego pacjenta	20/op.
10-340-03	NIFometer -zestaw, (do -60 cm H ₂ O): kolanko, ustnik, zacisk na nos	10/op.

11300 - 49th Street North • Clearwater, Florida 33762-4807 USA

Tel.(800)237-6418 / (727)573-0088 • Fax(800)990-6375

www.mercurymed.com

MercuryMedical[®]