



1. Stół inhalatora / umywalka
2. Syfon
3. Rura spustowa $\varnothing 32$
4. Rurociąg odpływowy $\varnothing 50$
5. Zimna woda - rurociąg; do 6 aparatów Cu15x1; 7-12 aparatów Cu18x1
6. Sprężone powietrze - rurociąg; 1,5 bara; do 6 aparatów Cu15x1; 7-12 aparatów Cu18x1
Uwaga: opcjonalne zasilanie sprężonym powietrzem z kompresora
7. Armatura splukująca
8. Inhalator
9. Zawór kątowy odcinający zimnej wody; 1/2"
10. Zawór kątowy sprężonego powietrza; 1/2"
Uwaga: opcjonalne zasilanie sprężonym powietrzem z kompresora
11. Zespół gniazdek elektrycznych / odpornych na natrysk wody
Uwaga: zastosować gniazdka podwójne lub potrójne w przypadku stosowania kompresora
12. Śruba mocująca M10
13. Ramię ścianki działowej
14. Ścianka działowa
15. Wspornik inhalatora
16. Przewód wodny armatury splukującej