

Półautomatyczny Analizator Biochemiczny 4040 v5+



RIEILE

- Aparat do stosowania ze standardowymi kuwetami o wymiarach 10x10 mm
- Wbudowany termostat dla kuwet min. 8 pozycji – temp. 37°C
- System odczynnikowy otwarty – możliwość wprowadzenia min. 200 aplikacji
- Możliwość wykonywania pomiarów z objętości 500 µL
- Możliwość samodzielnej aktualizacji oprogramowania przy użyciu komputera
- Możliwość samodzielnej wymiany lampy halogenowej
- Możliwość pomiarów w zakresie 340 – 800 nm
- Min. 6 filtrów w standardzie z opcją rozbudowy o min. 3 dodatkowe
- Możliwość pomiarów: abs, bichromatycznych, punktu końcowego, kinetycznych, fixe time, turbidymetrycznych, pomiarów trzykrotnych dla jednej próbki, pomiarów z blankiem lub bez blanku
- Możliwość kontrolowania min. 50 metod pomiarowych – krzywe Levey-Jenningsa
- Pamięć min. 50 krzywych kalibracyjnych – możliwość ich graficznej prezentacji na ekranie
- Możliwość programowania aplikacji w czasie 0 – 1000 min.
- Komunikacja - ekran dotykowy
- Graficzna prezentacja danych na ekranie aparatu
- Pomiary w zakresie 0,0 – 2,5 A
- Wbudowana drukarka termiczna
- Oprogramowanie w j. polskim
- Pamięć min 1000 wyników
- Wbudowany port seryjny



Dystrybutor:



ul. Stępińska 22/30
bud. nr 1, lokal nr 213
00-739 Warszawa

tel. centrala: 22 631 40 13
Dział Obsługi Klienta: 22 632 75 13
fax: 22 632 42 11
e-mail: ad@alphadiag.com.pl

www.alphadiag.com.pl