

MIERNIK SIŁY UCISKU ULTRASHIP model ULTRA 75



Miernik ucisku **Ultra 75** służy do mierzenia maksymalnej siły z jaką tacka uciskowa mammografu naciska na pierś w trakcie wykonywania badania.

Miernik ma budowę modułową, co umożliwia wygodne ustawienie go na stoliku mammografu, Bateryjne zasilanie zwiększa mobilność miernika,

Zakres pomiarowy: **od 0,05 kG do 34 kG**

Dokładność pomiaru: **± 5 G**

Powtarzalność pomiaru: **± 5 G**

Zasilanie: bateryjne lub / i zasilacz sieciowy.

Używanie miernika Ultraship Ultra 75 do testów siły ucisku tacki w mammografach jest zgodne z PN-EN 61223 i wytycznymi europejskimi

Wszelkich informacji udziela
HIMTECH Norbert Wasilewski

Info.himtech@gmail.com

Tel. +48 602108829

nr. katalogowy **MW_US_75**