

GENERAL RADIOGRAPHIC SYSTEM

# *RADspeed Pro*


Manual



CYFROWY ZESTAW RTG DO ZDJĘĆ KOSTNYCH I  
PŁUCNYCH *Radspeed Pro MF* firmy SHIMADZU

## CYFROWY ZESTAW RTG DO ZDJĘĆ KOSTNYCH I PŁUCNYCH RADSPEED PRO MF FIRMY SHIMADZU

Uniwersalny stół radiologiczny do zdjęć kostnych z pływającym i elektrycznie podnoszonym blatem z kratką i uchwytem kasetowym.




**Uniwersalny stojak Bucky do zdjęć płuc**  
wraz z zamocowaniem, uchwytem kasetowym i ruchomą kratką przeciwwrozproszeniową

**Kolumna lampy rtg umożliwiająca**  
przesuw lampy wzdłuż całej długości stołu



**Całkowicie automatyczny generator wysokiego napięcia**

- wysoka wydajność, jakość, a także ekonomiczność
- nowoczesny generator z inwerterem wysokiej częstotliwości, który pozwala na otrzymywanie ostrych zdjęć rentgenowskich o wysokim współczynniku kontrastu
- kolumna podłogowa wysuwana daleko poza stół umożliwia wykonywanie badań pacjentów na łóżku i wózku inwalidzkim
- stół Bucky z możliwością dostosowania wysokości oraz pływającym blatem
- maksymalne obciążenie stołu Bucky BK-120MK wynosi 200 kg
- ustawienie pacjenta jest bardzo łatwe dzięki niezwykle płynnemu ruchowi blatu, który można przesuwac w 4 strony



Producent: Shimadzu Corporation Japonia