


GENERAL RADIOGRAPHIC SYSTEM

RADspeed Pro

Manual



CYFROWY ZESTAW RTG DO ZDJĘĆ KOSTNYCH I
PŁUCNYCH **Radspeed Pro MF + FPD** firmy SHIMADZU

**CYFROWY ZESTAW RTG DO ZDJĘĆ KOSTNYCH I PŁUCNYCH
RADSPEED PRO MF FIRMY SHIMADZU**

Uniwersalny stół radiologiczny do zdjęć kostnych z pływającym i elektrycznie podnoszonym
blatem z kratką i uchwytem kasetowym.



PANEL CYFROWEGO OBRAZOWANIA do stołu rtg

Uniwersalny stojak Bucky do zdjęć płuc
wraz z zamocowaniem, uchwytem kasetowym i ruchomą kratką
przeciwrozproszeniową




Kolumna lampy rtg
umożliwiająca
przesuw lampy wzdłuż
całej długości stołu



Całkowicie automatyczny generator wysokiego napięcia




SYSTEM CYFROWY DR
- konsola operatorska



Charakterystyka:

- wysoka wydajność, jakość, a także ekonomiczność
- nowoczesny generator z inwerterem wysokiej częstotliwości, który pozwala na otrzymywanie ostrych zdjęć rentgenowskich o wysokim współczynniku kontrastu
- kolumna podłogowa wysuwana daleko poza stół umożliwia wykonywanie badań pacjentów na łóżku i wózku inwalidzkim
- stół Bucky z możliwością dostosowania wysokości oraz pływającym blatem
- maksymalne obciążenie stołu Bucky BK-120MK wynosi 200 kg
- ustawienie pacjenta jest bardzo łatwe dzięki niezwykle płynnemu ruchowi blatu, który można przesuwac w 4 strony



Producent: Shimadzu Corporation Japonia