



### Z kontrolerem PIF



#### Wyposażenie:

- Ustnik
- Maskę miękką dla dzieci
- Nebulizator PARI LC SPRINT
- Przerwywacz LC
- Dodatkowy czerwony wkład

#### Parametry techniczne:

Zasilanie :	220–240V ~ 50Hz
Ciśnienie:	1.6 bar
Waga:	1.7 kg
Wymiary:	(WxHxD) 18x13x15 cm
Gwarancja:	4 lata

# PARI BOY® Pro

*Inhalacja dostosowana  
do potrzeb  
wymagającego Pacjenta*

Inhalator PARI BOY Pro to urządzenie które pozwala na inhalację z różną wielkością cząsteczek lekarstwa oraz przerywaną nebulizację.

Przeznaczony dla pacjentów, którzy wymagają szczególnej terapii lub którym zależy na wyjątkowo szybkiej inhalacji.

- Nebulizator PARI LC SPRINT z dodatkowym czerwonym wkładem do mniejszych cząsteczek aerozolu docierających do obwodowych obszarów płuc
- Przerwywacz Pari LC umożliwiający chwilowe wstrzymanie nebulizacji
- PIF Control – narzędzie szkoleniowe pomagające wykonać pacjentowi odpowiedni wdech

#### Parametry aerozolu:

##### Niebieski wkład:

Wydajność:	600mg/min
MMD:	3.5 µm
Frakcja < 5 µm:	67 %

##### Czerwony wkład:

Wydajność:	450mg/min
MMD:	2.2 µm
Frakcja < 5 µm:	89 %