

BM-100C BILIRUBINOMETR

Nieinwazyjny miernik przesiewowy do oznaczenia poziomu bilirubiny u noworodków



- Wszechstronność zastosowania: na oddziałach szpitalnych, w przychodniach oraz poradniach
- Głowica pomiarowa nie wymagająca stosowania akcesoriów zużywalnych
- Zakres pomiarowy – 0,0 do 25,0 mg/dL (425µmol/L)
- Dokładny i szybki pomiar z dokładnością +/- 1,5 mg/dL
- Multifunkcyjny dotykowy wyświetlacz LCD
- W celu zapewnienia dokładności pomiaru średniego istnieje wybór ilości pomiarów od 1 do 5
- Pamięć ostatnich 100 pomiarów
- Pojemność akumulatora pozwalająca na wykonanie przynajmniej 2000 pojedynczych pomiarów przy pełnym naładowaniu
- Urządzenie wyposażone w stację dokującą z możliwością kalibracji
- Skaner kodów kreskowych umożliwiający wprowadzenie identyfikatorów pielęgniarki i pacjenta
- Lampa ksenonowa o długiej żywotności (min. 150 000 pomiarów)
- Możliwość transmisji danych przez złącze USB
- Niska waga urządzenia z akumulatorem 250g ±10%
- Wygodna i lekka aluminiowa walizka służąca do bezpiecznego przenoszenia urządzenia
- Instrukcja w języku polskim

Neo Plus Sp. z o.o.
Ul. Wierzejska 94 lok. 12
97-300 Piotrków Tryb.
Tel. 44 616 72 99, 661 375 204

neo plus
Spółka z o.o.