

PĘTLE DO POLIPEKTOMII

PĘTLA DO POLIPEKTOMII OWALNA

Jednorazowa pętla do polipektomii stosowana jest do endoskopowej resekcji polipów przewodu pokarmowego z wykorzystaniem energii diatermicznej.

Cechy szczególne:










- pleciony drut z wysokiej jakości stali nierdzewnej
- doskonała jakość bez deformacji
- bezpieczne i niezawodne połączenie
- skalowana rękojeść
- wyrób sterylony, dostarczany w opakowaniach pojedynczych

PĘTLA DO POLIPEKTOMII Z SIATKĄ

Jednorazowa pętla do polipektomii z siatką służy do chwytania i usuwania ciał obcych z przewodu pokarmowego w połączeniu z endoskopem.

Cechy szczególne:

- dobra elastyczność i konstrukcja siatki umożliwiająca precyzyjne uchwycenie ciała obcego
- wyrób medyczny rotacyjny, wykonany z plecionego drutu wysokiej klasy stali nierdzewnej
- skalowana rękojeść
- wyrób sterylony, dostarczany w opakowaniach pojedynczych

ATE-QTQ-TY-23x2300x6		Pętla do polipektomii, owalna, średnica 2,3 mm, długość robocza 2300 mm, średnica pętli 6 mm.
ATE-QTQ-TY-23x2300x10		Pętla do polipektomii, owalna, średnica 2,3 mm, długość robocza 2300 mm, średnica pętli 10 mm.
ATE-QTQ-TY-23x2300x15		Pętla do polipektomii, owalna, średnica 2,3 mm, długość robocza 2300 mm, średnica pętli 15 mm.
ATE-QTQ-TY-23x2300x20		Pętla do polipektomii, owalna, średnica 2,3 mm, długość robocza 2300 mm, średnica pętli 20 mm.
ATE-QTQ-TY-23x2300x25		Pętla do polipektomii, owalna, średnica 2,3 mm, długość robocza 2300 mm, średnica pętli 25 mm.
ATE-QYQ-TY-23x2300x30		Pętla do polipektomii, owalna, średnica 2,3 mm, długość robocza 2300 mm, średnica pętli 30 mm.
ATE-QYQ-TY-23x2300x10 (monofilamentna)		Pętla do polipektomii, owalna, monofilamentna, średnica 2,3 mm, długość robocza 2300 mm, średnica pętli 10 mm.
ATE-QTQ-TY-23x2300x15 (monofilamentna)		Pętla do polipektomii, owalna, monofilamentna, średnica 2,3 mm, długość robocza 2300 mm, średnica pętli 15 mm.
NR-T-24-30230		Pętla z siatką do usuwania polipów, średnica 2,4 mm, długość robocza 2300 mm, średnica pętli 25 mm.