

CEWNIKI UROLOGICZNE HYDROFILOWE

Hydrophilic urologic catheters

Гидрофильные урологические катетеры



Prezentujemy nowy typ cewników urologicznych pokrytych warstwą hydrofilową opracowaną przez firmę GALMED we współpracy z Politechniką Warszawską. Warstwa po zamoczeniu w wodzie pęcznieje nadając cewnikowi poślizg, co znacznie ułatwia aplikację w czystym cewnikowaniu (CIC).

Oferujemy również zestawy:

- z saszetką z wodą
- z saszetką z wodą i workiem na mocz

Zestawy pozwalają na cewnikowanie w miejscach o utrudnionym dostępie bieżącej wody jak również w podróży i miejscach bez dostępu do łazienki.

Saszetki wyposażone są w klips naszego oryginalnego projektu pozwalający na przebicie saszetki przy użyciu niewielkiej siły.



We present a new type of urologic catheters, hydrophilic coated, developed by GALMED in cooperation with Warsaw Polytechnic.

The hydrophilic layer after dipping in water swells up giving the catheter a slip, which facilitates the application in clear intermittent catheterisation (CIC).

Hydrophilic coated catheters are also sold in kits:

- with water sachet
- with water sachet and urine bag

The kits allow for catheterization in places with difficult access to running water, as well as in travel and places without access to a bathroom.

Water sachets are equipped with clip which is our original design, allowing easy opening.





Представляем новый тип урологических катетеров, покрытых гидрофильный слой, разработанных фирмой ГАЛМЕД в сотрудничестве с Варшавским Технологическим Университетом. Слой после погружения в воду разбухает, придавая катетеру скольжение, что значительно облегчает аппликацию в чистой катетеризации (CIC).

Предлагаем также наборы:

- с пакетиком с водой
- с пакетиком и мешком для сбора мочи

Наборы позволяют провести катетеризацию в местах с ограниченным доступом проточной воды, а также в путешествии и местах без доступа к санузелу.

Пакетики снабжены зажимом нашей оригинальной разработки, который позволяет проколоть пакетик с небольшим усилием.



Cewnik urologiczny hydrofilowy Nelaton
Hydrophilic coated urological catheter Nelaton
Гидрофильные урологические катетеры Nelaton

rozmiar size размер	średnica diameter диаметр	długość length Длина	nr katalogowy reference number Номер каталожный	kolor konektora connector colour цвет коннектора
CH6	2,0 mm	400 mm	910604001	
CH8	2,8 mm	400 mm	910804001	
CH10	3,3 mm	400 mm	911004001	
CH12	4,0 mm	400 mm	911204001	
CH14	4,7 mm	400 mm	911404001	
CH16	5,3 mm	400 mm	911604001	
CH18	6,0 mm	400 mm	911804001	

Cewnik urologiczny hydrofilowy Nelaton kobiecy
Hydrophilic coated urological catheter Female Nelaton
Гидрофильные урологические катетеры Женский Nelaton

rozmiar size размер	średnica diameter диаметр	długość length Длина	nr katalogowy reference number Номер каталожный	kolor konektora connector colour цвет коннектора
CH6	2,0 mm	200 mm	910602002	
CH8	2,8 mm	200 mm	910802002	
CH10	3,3 mm	200 mm	911002002	
CH12	4,0 mm	200 mm	911202002	
CH14	4,7 mm	200 mm	911402002	
CH16	5,3 mm	200 mm	911602002	
CH18	6,0 mm	200 mm	911802002	

Cewnik urologiczny hydrofilowy Nelaton kobiecy krótki
Hydrophilic coated urological catheter Female Nelaton short
Гидрофильные урологические катетеры Женский Nelaton короткая

rozmiar size размер	średnica diameter диаметр	długość length Длина	nr katalogowy reference number Номер каталожный	kolor konektora connector colour цвет коннектора
CH6	2,0 mm	110 mm	910601104	
CH8	2,8 mm	110 mm	910801104	
CH10	3,3 mm	110 mm	911001104	
CH12	4,0 mm	110 mm	911201104	
CH14	4,7 mm	110 mm	911401104	
CH16	5,3 mm	110 mm	911601104	
CH18	6,0 mm	110 mm	911801104	



Cewnik hydrofilowy urologiczny Tiemann
Hydrophilic coated urological catheter Tiemann
Гидрофильные урологические катетеры Tiemann

rozmiar size размер	średnica diameter диаметр	długość length Длина	nr katalogowy reference number Номер каталожный	kolor konektora connector colour цвет коннектора
CH6	2,0 mm	400 mm	920604000	
CH8	2,8 mm	400 mm	920804000	
CH10	3,3 mm	400 mm	921004000	
CH12	4,0 mm	400 mm	921204000	
CH14	4,7 mm	400 mm	921404000	
CH16	5,3 mm	400 mm	921604000	
CH18	6,0 mm	400 mm	921804000	

Cewnik hydrofilowy urologiczny Tiemann prosty
Hydrophilic coated urological catheter Tapered tip
Гидрофильные урологические катетеры Tiemann prosty

rozmiar size размер	średnica diameter диаметр	długość length Длина	nr katalogowy reference number Номер каталожный	kolor konektora connector colour цвет коннектора
CH6	2,0 mm	400 mm	920604001	
CH8	2,8 mm	400 mm	920804001	
CH10	3,3 mm	400 mm	921004001	
CH12	4,0 mm	400 mm	921204001	
CH14	4,7 mm	400 mm	921404001	
CH16	5,3 mm	400 mm	921604001	
CH18	6,0 mm	400 mm	921804001	

Cewnik hydrofilowy urologiczny Soft-tip
Hydrophilic coated urological catheter Tapered Soft-tip
Гидрофильные урологические катетеры Soft-tip

rozmiar size размер	średnica diameter диаметр	długość length Длина	nr katalogowy reference number Номер каталожный	kolor konektora connector colour цвет коннектора
CH6	2,0 mm	400 mm	920604002	
CH8	2,8 mm	400 mm	920804002	
CH10	3,3 mm	400 mm	921004002	
CH12	4,0 mm	400 mm	921204002	
CH14	4,7 mm	400 mm	921404002	
CH16	5,3 mm	400 mm	921604002	
CH18	6,0 mm	400 mm	921804002	



Cewnik urologiczny hydrofilowy Couvelaire
Hydrophilic coated urological catheter Couvelaire
Гидрофильные урологические катетеры Couvelaire

rozmiar size размер	średnica diameter диаметр	długość length Длина	nr katalogowy reference number Номер каталожный	kolor konektora connector colour цвет коннектора
CH6	2,0 mm	400 mm	930604000	
CH8	2,8 mm	400 mm	930804000	
CH10	3,3 mm	400 mm	931004000	
CH12	4,0 mm	400 mm	931204000	
CH14	4,7 mm	400 mm	931404000	
CH16	5,3 mm	400 mm	931604000	
CH18	6,0 mm	400 mm	931804000	

Cewnik urologiczny hydrofilowy Nelaton z saszetką z wodą
Hydrophilic coated urological catheter Nelaton with water sachet
Гидрофильные урологические катетеры Женский Nelaton с пакетиком

rozmiar size размер	średnica diameter диаметр	długość length Длина	nr katalogowy reference number Номер каталожный	kolor konektora connector colour цвет коннектора
CH6	2,0 mm	400 mm	910604011	
CH8	2,8 mm	400 mm	910804011	
CH10	3,3 mm	400 mm	911004011	
CH12	4,0 mm	400 mm	911204011	
CH14	4,7 mm	400 mm	911404011	
CH16	5,3 mm	400 mm	911604011	
CH18	6,0 mm	400 mm	911804011	

Cewnik urologiczny hydrofilowy Nelaton kobiety z saszetką z wodą
Hydrophilic coated urological catheter Female Nelaton with water sachet
Гидрофильные урологические катетеры Женский Nelaton с пакетиком

rozmiar size размер	średnica diameter диаметр	długość length Длина	nr katalogowy reference number Номер каталожный	kolor konektora connector colour цвет коннектора
CH6	2,0 mm	200 mm	910602012	
CH8	2,8 mm	200 mm	910802012	
CH10	3,3 mm	200 mm	911002012	
CH12	4,0 mm	200 mm	911202012	
CH14	4,7 mm	200 mm	911402012	
CH16	5,3 mm	200 mm	911602012	
CH18	6,0 mm	200 mm	911802012	



Cewnik hydrofilowy urologiczny Nelaton mini z saszetką z wodą
Hydrophilic coated urological catheter Female Nelaton short with water sachet
Гидрофильные урологические катетеры Женский Nelaton короткая с пакетиком

rozmiar size размер	średnica diameter диаметр	długość length Длина	nr katalogowy reference number Номер каталожный	kolor konektora connector colour цвет коннектора
CH6	2,0 mm	110 mm	910601114	
CH8	2,8 mm	110 mm	910801114	
CH10	3,3 mm	110 mm	911001114	
CH12	4,0 mm	110 mm	911201114	
CH14	4,7 mm	110 mm	911401114	
CH16	5,3 mm	110 mm	911601114	
CH18	6,0 mm	110 mm	911801114	

Cewnik hydrofilowy urologiczny Tiemann z saszetką z wodą
Hydrophilic coated urological catheter Tiemann with water sachet
Гидрофильные урологические катетеры Tiemann с пакетиком

rozmiar size размер	średnica diameter диаметр	długość length Длина	nr katalogowy reference number Номер каталожный	kolor konektora connector colour цвет коннектора
CH6	2,0 mm	400 mm	920604010	
CH8	2,8 mm	400 mm	920804010	
CH10	3,3 mm	400 mm	921004010	
CH12	4,0 mm	400 mm	921204010	
CH14	4,7 mm	400 mm	921404010	
CH16	5,3 mm	400 mm	921604010	
CH18	6,0 mm	400 mm	921804010	

Cewnik hydrofilowy urologiczny Tiemann prosty z saszetką z wodą
Hydrophilic coated urological catheter Tapered tip with water sachet
Гидрофильные урологические катетеры Tiemann прямой с пакетиком

rozmiar size размер	średnica diameter диаметр	długość length Длина	nr katalogowy reference number Номер каталожный	kolor konektora connector colour цвет коннектора
CH6	2,0 mm	400 mm	920604011	
CH8	2,8 mm	400 mm	920804011	
CH10	3,3 mm	400 mm	921004011	
CH12	4,0 mm	400 mm	921204011	
CH14	4,7 mm	400 mm	921404011	
CH16	5,3 mm	400 mm	921604011	
CH18	6,0 mm	400 mm	921804011	



Cewnik hydrofilowy urologiczny Soft-tip z saszetką z wodą
Hydrophilic coated urological catheter Tapered Soft-tip with water sachet
Гидрофильные урологические катетеры Soft-tip с пакетиком

rozmiar size размер	średnica diameter диаметр	długość length Длина	nr katalogowy reference number Номер каталожный	kolor konektora connector colour цвет коннектора
CH6	2,0 mm	400 mm	920604012	
CH8	2,8 mm	400 mm	920804012	
CH10	3,3 mm	400 mm	921004012	
CH12	4,0 mm	400 mm	921204012	
CH14	4,7 mm	400 mm	921404012	
CH16	5,3 mm	400 mm	921604012	
CH18	6,0 mm	400 mm	921804012	

Cewnik urologiczny hydrofilowy Couvelaire z saszetką z wodą
Hydrophilic coated urological catheter Couvelaire with water sachet
Гидрофильные урологические катетеры Couvelaire с пакетиком

rozmiar size размер	średnica diameter диаметр	długość length Длина	nr katalogowy reference number Номер каталожный	kolor konektora connector colour цвет коннектора
CH6	2,0 mm	400 mm	930604010	
CH8	2,8 mm	400 mm	930804010	
CH10	3,3 mm	400 mm	931004010	
CH12	4,0 mm	400 mm	931204010	
CH14	4,7 mm	400 mm	931404010	
CH16	5,3 mm	400 mm	931604010	
CH18	6,0 mm	400 mm	931804010	





rozmiar size размер	średnica diameter диаметр	długość length Длина	nr katalogowy reference number Номер каталожный	kolor konektora connector colour цвет коннектора
CH6	2,0 mm	400 mm	910604021	
CH8	2,8 mm	400 mm	910804021	
CH10	3,3 mm	400 mm	911004021	
CH12	4,0 mm	400 mm	911204021	
CH14	4,7 mm	400 mm	911404021	
CH16	5,3 mm	400 mm	911604021	
CH18	6,0 mm	400 mm	911804021	

Zestaw - Cewnik urologiczny hydrofilowy Nelaton kobiety z saszetką z wodą i workiem na mocz
Hydrophilic coated urological catheter Female Nelaton with water sachet and urine bag
Гидрофильные урологические катетеры Женский Nelaton с пакетиком и мешком для мочи

rozmiar size размер	średnica diameter диаметр	długość length Длина	nr katalogowy reference number Номер каталожный	kolor konektora connector colour цвет коннектора
CH6	2,0 mm	200 mm	910602022	
CH8	2,8 mm	200 mm	910802022	
CH10	3,3 mm	200 mm	911002022	
CH12	4,0 mm	200 mm	911202022	
CH14	4,7 mm	200 mm	911402022	
CH16	5,3 mm	200 mm	911602022	
CH18	6,0 mm	200 mm	911802022	

Zestaw - Cewnik hydrofilowy urologiczny Tiemann z saszetką z wodą i workiem na mocz
Hydrophilic coated urological catheter Tiemann with water sachet and urine bag
Гидрофильные урологические катетеры Tiemann с пакетиком и мешком для мочи

rozmiar size размер	średnica diameter диаметр	długość length Длина	nr katalogowy reference number Номер каталожный	kolor konektora connector colour цвет коннектора
CH6	2,0 mm	400 mm	920604020	
CH8	2,8 mm	400 mm	920804020	
CH10	3,3 mm	400 mm	921004020	
CH12	4,0 mm	400 mm	921204020	
CH14	4,7 mm	400 mm	921404020	
CH16	5,3 mm	400 mm	921604020	
CH18	6,0 mm	400 mm	921804020	



rozmiar size размер	średnica diameter диаметр	długość length Длина	nr katalogowy reference number Номер каталожный	kolor konektora connector colour цвет коннектора
CH6	2,0 mm	400 mm	920604021	
CH8	2,8 mm	400 mm	920804021	
CH10	3,3 mm	400 mm	921004021	
CH12	4,0 mm	400 mm	921204021	
CH14	4,7 mm	400 mm	921404021	
CH16	5,3 mm	400 mm	921604021	
CH18	6,0 mm	400 mm	921804021	

Zestaw - Cewnik hydrofilowy urologiczny Soft-tip z saszetką z wodą i workiem na mocz
Hydrophilic coated urological catheter Tapered Soft-tip with water sachet and urine bag
Гидрофильные урологические катетеры Soft-tip с пакетиком и мешком для мочи

rozmiar size размер	średnica diameter диаметр	długość length Длина	nr katalogowy reference number Номер каталожный	kolor konektora connector colour цвет коннектора
CH6	2,0 mm	400 mm	920604022	
CH8	2,8 mm	400 mm	920804022	
CH10	3,3 mm	400 mm	921004022	
CH12	4,0 mm	400 mm	921204022	
CH14	4,7 mm	400 mm	921404022	
CH16	5,3 mm	400 mm	921604022	
CH18	6,0 mm	400 mm	921804022	

