

CEWNIKI DO ODSYSANIA GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH

Suction catheters for upper respiratory tract

Катетеры для отсасывания верхних дыхательных путей




- wykonane z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 76° ShA
- powierzchnia satynowa ("zmrożona")
- jednorazowego użytku
- jałowe, sterylizowane w tlenku etylenu
- kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika
- skalowane lub nieskalowane



- made of medical grade PVC hardness ca. 76° ShA
- "frosted" surface
- disposable
- sterilized in ethylene oxide
- colour-coded funnel indicating the diameter
- with scale or without scale



- изготовлены из медицинского ПВХ твердости ок. 76° ShA
- матовая поверхность
- одноразового использования
- стерилизованные этиленоксидом
- цвет коннектора является кодом диаметра катетера
- с градуировкой или без градуировки



Cewnik z centralnym otworem – typ A

Catheter with central opening - type A

Катетеры с центральным отверстием - тип А

rozmiar size размер	średnica diameter диаметр	długość length Длина	nr katalogowy reference number Номер каталожный	kolor konektora connector colour цвет коннектора
CH4	1,3 mm	400 mm	610404001	
CH6	2,0 mm	400 mm	610604001	
CH8	2,8 mm	400 mm	610804001	
CH10	3,3 mm	400 mm	611004001	
CH12	4,0 mm	600 mm	611206001	
CH14	4,7 mm	600 mm	611406001	
CH16	5,3 mm	600 mm	611606001	
CH18	6,0 mm	600 mm	611806001	
CH20	6,7 mm	600 mm	612006001	
CH22	7,3 mm	600 mm	612206001	



Cewnik z dwoma otworami – typ B
Catheter with central opening and lateral eye – type B
Катетеры с двумя отверстиями - тип B

rozmiar size размер	średnica diameter диаметр	długość length Длина	nr katalogowy reference number Номер каталожный	kolor konektora connector colour цвет коннектора
CH4	1,3 mm	400 mm	610404002	
CH6	2,0 mm	400 mm	610604002	
CH8	2,8 mm	400 mm	610804002	
CH10	3,3 mm	400 mm	611004002	
CH12	4,0 mm	600 mm	611206002	
CH14	4,7 mm	600 mm	611406002	
CH16	5,3 mm	600 mm	611606002	
CH18	6,0 mm	600 mm	611806002	
CH20	6,7 mm	600 mm	612006002	
CH22	7,3 mm	600 mm	612206002	

Cewnik z dwoma otworami bocznymi – typ C

Catheter with central opening and two lateral eyes – type C

Катетеры с двумя боковыми отверстиями - тип C

rozmiar size размер	średnica diameter диаметр	długość length Длина	nr katalogowy reference number Номер каталожный	kolor konektora connector colour цвет коннектора
CH4	1,3 mm	400 mm	610404003	
CH6	2,0 mm	400 mm	610604003	
CH8	2,8 mm	400 mm	610804003	
CH10	3,3 mm	400 mm	611004003	
CH12	4,0 mm	600 mm	611206003	
CH14	4,7 mm	600 mm	611406003	
CH16	5,3 mm	600 mm	611606003	
CH18	6,0 mm	600 mm	611806003	
CH20	6,7 mm	600 mm	612006003	
CH22	7,3 mm	600 mm	612206003	

S - skalowane
np. 690604001 S


S - with scale
e.g. 690604001 S

S - с градуировкой
нп. 690604001 S



Cewnik do odsysania zgięty (do lewego drzewa oskrzelowego)
Catheter type C angled (for left bronchus)
Катетеры изогнутый

rozmiar size размер	średnica diameter диаметр	długość length Длина	nr katalogowy reference number Номер каталожный	kolor konektora connector colour цвет коннектора
CH4	1,3 mm	400 mm	610404004	
CH6	2,0 mm	400 mm	610604004	
CH8	2,8 mm	400 mm	610804004	
CH10	3,3 mm	400 mm	611004004	
CH12	4,0 mm	600 mm	611206004	
CH14	4,7 mm	600 mm	611406004	
CH16	5,3 mm	600 mm	611606004	
CH18	6,0 mm	600 mm	611806004	
CH20	6,7 mm	600 mm	612006004	
CH22	7,3 mm	600 mm	612206004	



GALMED®

