

CEWNIKI DO KARMIENTA NIEMOWŁĄT

Feeding catheters

Катетеры для вскармливания новорожденных



- wykonane z PCW o jakości medycznej, bez ftalanów i twardości ok. 76° ShA
- powierzchnia satynowa ("zmrożona")
- jednorazowego użytku
- jałowe, sterylizowane w tlenku etylenu
- kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika
- znacznik głębokości w odległości 250 mm od dystalnego końca lub skala



- made of medical grade phtalate-free PVC, hardness ca. 76° ShA
- "frosted" surface
- disposable
- sterilized in ethylene oxide
- colour-coded funnel indicating the diameter
- with depth mark placed 250 mm from distal end or with scale



- изготовлены из медицинского ПВХ, без фталатов, о твердостью ок. 76° ShA
- матовая поверхность
- одноразового использования
- стерилизованные этиленоксидом
- цвет коннектора является кодом диаметра катетера
- обозначение глубины на расстоянии 250 мм от дистального конца или градуировка



Cewnik do karmienia niemowląt

Feeding catheter

Катетеры для вскармливания новорожденных

rozmiar size размер	średnica diameter диаметр	długość length Длина	nr katalogowy bez kontrastu RTG reference number without radiopaque line Номер каталожный	nr katalogowy z kontrastem RTG reference number with radiopaque line Номер каталожный с рентгенконтрастом	kolor konektora connector colour цвет коннектора
CH5	1,6 mm	400 mm	690504000	690504001	
CH6	2,0 mm	400 mm	690604000	690604001	
CH8	2,8 mm	400 mm	690804000	690804001	
CH10	3,3 mm	400 mm	691004000	691004001	

S - skalowane
np. 690604001 S

S - with scale
e.g. 690604001 S

S - с градуировкой
нп. 690604001 S