

WORECZKI DO POBIERANIA PRÓBEK MOCZU U NIEMOWŁĄT

Urinal bags for infants

Мешочки для собирания проб мочи у младенцев



- wykonane folii PE oraz klejstwa akrylowego
- jednorazowego użytku
- jałowe, sterylizowane w tlenku etylenu
- z anatomicznym wykrejsem ułatwiającym aplikację



- made of PE foil and acrylic adhesive tape
- disposable
- sterilized in ethylene oxide
- with anatomical shape for easy use



- изготовлены из плёнка ПЭ а также акрилового лейкопластыря
- одноразового использования
- стерилизованные этиленоксидом
- с анатомической вырезкой облегчающей применение




Woreczek do pobierania próbek moczu u niemowląt

Urinal bag for infants

Мешочки для собирания проб мочи у младенцев

	wymiary dimensions размер a x b mm	numer katalogowy reference number номер каталожный
--	---	--


Dla dziewczynek
For girls
Для девочек



180 x 90 mm

810000001

Dla chłopców
For boys
Для мальчиков



180 x 90 mm

810000002

