

# DRENY DO RAN TYPU ULMER

Ulmer wound drains

Дрены для ран тнп Ulmer




- wykonane z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 76° ShA
- jednorazowego użytku
- jałowe, sterylizowane w tlenku etylenu
- cyfrowa podziałka głębokości
- perforacja na dł. 12 cm od dystalnego końca lub na innej dowolnej długości



- made of medical grade PVC hardness ca. 76° ShA
- disposable
- sterilized in ethylene oxide
- numeric depth marks
- perforated on 12 cm from distal end or different



- изготовлены из медицинского ПВХ твердости ок. 76° ShA
- одноразового использования
- стерилизованные этиленоксидом
- цифровые обозначения глубины
- перфорированный на 12 см от дистального конца



## Dren do ran typu Ulmer

Ulmer wound drain

Дрены для ран тнп Ulmer

rozmiar size размер	średnica diameter диаметр	długość length Длина	nr katalogowy bez kontrastu RTG reference number without radiopaque line Номер каталожный без рентгенконтраста	nr katalogowy z kontrastem RTG reference number with radiopaque line Номер каталожный с рентгенконтрастом
CH6	2,0 mm	750 mm	850607507	850607508
CH8	2,8 mm	750 mm	850807507	850807508
CH10	3,3 mm	750 mm	851007507	851007508
CH12	4,0 mm	750 mm	851207507	851207508
CH14	4,7 mm	750 mm	851407507	851407508
CH16	5,3 mm	750 mm	851607507	851607508
CH18	6,0 mm	750 mm	851807507	851807508

## Dren do ran typu Ulmer z trokarem

Wound drain type Ulmer with standard trocar (beveled on two sides)

Дрены для ран тнп Ulmer перфорированный

rozmiar size размер	średnica diameter диаметр	długość length Длина	nr katalogowy reference number Номер каталожный	nr katalogowy reference number Номер каталожный
CH6	2,0 mm	750 mm	trokar dwustronnie ścięty standard trocar (beveled on two sides) троакар с двухсторонним срезом	trokar trójstronnie ścięty trocar beveled on three sides троакар с трёхсторонним срезом
CH6	2,0 mm	750 mm	850607509	850607502
CH8	2,8 mm	750 mm	850807509	850807502
CH10	3,3 mm	750 mm	851007509	851007502
CH12	4,0 mm	750 mm	851207509	851207502
CH14	4,7 mm	750 mm	851407509	851407502
CH16	5,3 mm	750 mm	851607509	851607502