

WORECZKI LAPAROSKOPOWE GAL-BAG

GAL-BAG Endobags

Лапароскопические мешочки GAL-BAG



- wykonane folii HDPE
- jednorazowego użytku
- jałowe, sterylizowane w tlenku etylenu
- ze struną pozwalającą na zamknięcie woreczka przed jego usunięciem



- made of HDPE foil
- disposable
- sterilized in ethylene oxide
- with string enabling closing the bag before removal



- из фольги HDPE (полиэтилен высокой плотности)
- одноразовые
- стерильные, стерилизованные этиленоксидом
- со шнурком, позволяющим закрыть мешочек перед его удалением




Woreczek laparoskopowy GAL-BAG

GAL-BAG Endobag

Лапароскопические мешочки GAL-BAG

nr katalogowy
reference number
Номер каталожный



870000000

Pojemność ml
Capacity ml 250
Емкость мл