

ARC 100

BOWA
ACADEMY

Kompaktowy aparat elektrochirurgiczny



ARC 100 – funkcje

Koagulacja bipolarna

- przez włącznik nożny

Cięcie monopolarne

- czyste
- suche
- uchwyt i włącznik nożny

Koagulacja monopolarna

- miękka
- forsowna
- uchwyt i włącznik nożny



ARC 100 – moce, włącznik nożny, EASY


100 W w 10 poziomach

- góra / dół

Pojedynczy włącznik nożny

Monitoring EASY

- elektrody dzielone
- elektrody niedzielone




ARC 100 - charakterystyka

Kompaktowa wtyczka 2 w 1

- monopolar 3-pin / 4mm
- bipolar Martin

ARC 100 Pojedynczy włącznik nożny

- do wszystkich funkcji



ARC 100 – kabel KOMBI, 4m



ARC 100 – zestawy akcesoriów



- włącznik nożny
- uchwyt 2,4 mm
- zestaw elektrod
- Szczypce
- kabel do szczypiec
- kabel el. Neutralnej
- 100 x EASY NE

ARC 100 – ZACZNIJ Z BOGATYM, KOMPLEKSOWYM PAKIETEM

Pojemnik na elektrody z zamknięciem, podstawką i zestawem 12 standardowych elektrod trzonek śr. 2,4 mm

Urządzenie elektrochirurgiczne ARC 100

Szczypcy bipolarne, proste, 195 mm, 8 mm x 1 mm

Kabel bipolarny do szczyptic, 4,5 m

JackKNIFE, 2 przyciski, trzonek 2,4 mm, 3-pinowy, kabel 4,5 m

Kabel elektrody neutralnej jednorazowego użytku, międzynarodowy (NON-REM), 4,5 m

Elektroda neutralna, 70 cm², dzielona, EASY (100 szt.)

Pojedynczy włącznik nożny do ARC 100, kabel 4 m



BOWA

E I N F A C H S I C H E R