

COMPANION



Companion to wszechstronny wzmacniacz mowy, który wspomaga słyszenie u osób, które korzystają z aparatu słuchowego, jak i tych, które jeszcze tego nie robią. Posiadacze aparatów słuchowych mogą z łatwością korzystać z Companion za pomocą pętli indukcyjnej zawieszanej na szyi, a osoby bez aparatu mogą wybrać jedną z kilku opcji zestawu słuchawkowego.

Wzmacniacz mowy Companion może pomóc w sytuacjach, w których hałas w tle może stanowić problem, np. podczas oglądania telewizji, rozmów w salach konferencyjnych i w miejscach publicznych. Companion doskonale sprawdza się również w tymczasowych zastosowaniach takich jak wizyty w szpitalu. Dzięki solidnym elementom sterowania i łatwej wymianie baterii Companion jest szybki i bezproblemowy w obsłudze. Urządzenie jest zasilane akumulatorem litowym. Żywotność baterii zależy od temperatury, głośności dźwięku i poziomu naładowania.

Dane techniczne

Maks. wzmocnienie akustyczne:	160 dB (można stłumić o 16 dB za pomocą regulacji wzmocnienia)
Maks. poziom wyjścia akust.:	125 dB SPL
Zakres częstotliwości:	200 Hz - 10 kHz
Redukcja niskich tonów:	-10 dB na 200 Hz
Czułość cewki telefonicznej:	93 dB SPL, 1 kHz, 10mA/m
Zużycie energii:	7 mA
Żywotność baterii:	ok. 200 godzin
Rodzaje baterii:	2 x 1,5V (LR6/AA)
Wymiary:	105 x 100 x 43 mm
Waga:	94g (z bateriami)