


CYFROWY 12-KANAŁOWY APARAT EKG-1112M / 1112L

Cyfrowy 12-kanałowy elektrokardiograf EKG-1112M / 1112L. Lepu to zaawansowane urządzenie medyczne, które umożliwia jednocześnie pozyskiwanie danych z 12 elektrod.



Przenośny



Zapis



Elektroda piersiowa



Elektroda kończynowa



Kabel EKG

CECHY APARATU EKG 1112M / 1112L

- Jednoczesna akwizycja 12 odprowadzeń, wirtualna pełna klawiatura alfanumeryczna.
- Wszechstronne filtry i technologia przeciwzakłóceńowa.
- Zamrażanie i przeglądanie przebiegów EKG w czasie rzeczywistym.
- Wysoka dokładność automatycznych pomiarów i interpretacji
- Długi czas próbkowania RR (60/180s).
- Duża pojemność wewnętrzna do 5000 plików.
- Szeroka łączność dla sieci LAN, USB, RS232.
- Obsługa różnych formatów wyjściowych na dysk USB.
- Obsługa bezpośredniego połączenia z drukarką laserową, czytnikiem kart imiennych, skanerem kodów kreskowych.
- Kompatybilność z platformą EKG Carewell AI-powered.
- 1112M obsługuje WIFI&LAN, 1112 obsługuje WIFI, 1112L jest wersją samodzielną.