

CIŚNIENIOMIERZ NARAMIENNY, ELEKTRONICZNY Z MONITOREM EKG 2W1

Ciśnieniomierz naramienny, elektroniczny z monitorem EKG 2w1

Innowacyjny ciśnieniomierz, który łączy w sobie funkcje pomiaru ciśnienia krwi, tętna, elektrokardiogramu (EKG) oraz przezskórnej elektrycznej stymulacji nerwów (TENS). Dzięki technologii Bluetooth umożliwia łatwe synchronizowanie danych z aplikacją mobilną, co pozwala na śledzenie historii pomiarów.





ZAAWANSOWANE FUNKCJE

Ciśnienie krwi

Armfit Series zapewnia pomiar ciśnienia krwi klasy medycznej. Codzienny pomiar ciśnienia krwi w celu monitorowania nadciśnienia.

EKG/EKG z analizą AI

Armfit i Armfit Connect obsługują wiele metod pomiaru pojedynczych odprowadzeń, Lead I, Lead II i Chest Lead. Obsługiwane są szybkie wyniki po 30 sekundach. Analiza AI jest obsługiwana przez platformę AI-ECGTM, która pomaga zidentyfikować wszelkie możliwe problemy z sercem.

TENS

Armfit Relax dzięki TENS (przezskórna elektryczna stymulacja nerwów) skutecznie łagodzi objawy bólu i leczy przewlekły uporczywy ból, ostry ból pourazowy i ból pooperacyjny oraz ból związany z zapaleniem stawów. Jednocześnie może skutecznie łagodzić ból spowodowany przeciążeniem.

- **Pomiar wskaźników zdrowotnych klasy medycznej:** zapewnia medyczne odczyty ciśnienia krwi i EKG/EKG.

- **Wbudowana pamięć:** może pracować niezależnie. 50 odczytów ciśnienia krwi i 10 odczytów EKG/EKG można zapisać we wbudowanej pamięci.
- **Przenośna konstrukcja:** lekka, jednoczęściowa konstrukcja. Wygodny w użyciu w domu, w biurze i w podróży.
- **Akumulator o dużej wytrzymałości i pojemności:** jedno ładowanie może obsługiwać ponad 300 pomiarów ciśnienia krwi.

WSPÓŁPRACA Z VIHEALTH

Przechowuj nieograniczoną historię: uzyskaj nieograniczony dostęp i pełną kontrolę nad swoimi danymi bez żadnych opłat.

Bezproblemowa obsługa: dane ciśnienia krwi będą automatycznie synchronizowane z aplikacją ViHealth w tle (wymagany dostęp do Wi-Fi).

Pomiar ciśnienia krwi X3: aby uzyskać bardziej wiarygodne wyniki, funkcja X3 Measurement zapewnia 3-krotny automatyczny pomiar ciśnienia krwi i wylicza średnią.

Automatyczna synchronizacja Bluetooth: gdy tylko urządzenie zostanie sparowane i połączone ze smartfonem, tabletem, odczyty historii zostaną zsynchronizowane automatycznie, możesz przeglądać wszystkie wyniki pomiarów na swoim urządzeniu z systemem iOS/Android.

Zarządzanie wieloma użytkownikami: obsługuj zarządzanie wieloma użytkownikami za pomocą notatek.

Jedno kliknięcie, aby udostępnić: wszystkie dane i historię można bezpiecznie przesyłać innym osobom w formacie PDF/CSV.

Współpracuje z Apple Health: synchronizuj z Apple Health, co pozwala lepiej przeglądać odczyty historii i zarządzać nimi.

CISNIENIOMIERZE ARMFIT

- Seria ciśnieniomierzy Armband obejmuje zaawansowane urządzenia medyczne przeznaczone do monitorowania ciśnienia krwi oraz funkcji serca.
- Cišnieniomierze Armband sę wyposażone w technologię Bluetooth, co umożliwia bezprzewodową komunikację z aplikacjami mobilnymi na systemy iOS i Android, co pozwala na łatwe śledzenie i analizę danych zdrowotnych.
- Niektóre modele, jak Armband Plus, posiadają dodatkowo funkcję EKG, która pozwala na rejestrowanie elektrokardiogramu, co jest szczególnie przydatne dla osób z problemami kardiologicznymi.
- Urządzenia te charakteryzują się prostotą użytkowania, posiadają jedynie kilka przycisków i wyraźny wyświetlacz OLED, który pokazuje wyniki pomiarów w ciągu kilkadziesiątu sekund.
- Cišnieniomierze Armband sę przenośne i łatwe w obsłudze, co sprawia, że sę odpowiednie do użytku domowego, jak i w podróży.
- Wiele modeli ciśnieniomierzy Armband posiada wbudowaną pamięć, która może przechowywać wyniki poprzednich pomiarów, co jest pomocne w monitorowaniu trendów ciśnienia krwi przez dłuższy czas.
- Rekomendowane ze względu na ich dokładność pomiarów, co zostało potwierdzone przez użytkowników i specjalistów w dziedzinie zdrowia.