


PULSOKSYMETR

Pulsoksymetr w formie pierścienia to innowacyjne urządzenie, które umożliwia ciągły monitoring poziomu tlenu we krwi oraz tętna. Dzięki wbudowanemu Bluetooth, dane mogą być przesyłane bezpośrednio do aplikacji na smartfonie, co pozwala na bieżące śledzenie stanu zdrowia. Urządzenie jest wyposażone w alarm dźwiękowy, który informuje o niskim poziomie tlenu we krwi, a także o nieregularnym tętnie. Pulsoksymetr jest ładowalny i wodoodporny, co czyni go praktycznym narzędziem do monitorowania zdrowia zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy.



KLUCZOWE CECHY

- **Ciągłe monitorowanie:** Urządzenie rejestruje poziom nasycenia krwi tlenem i tętno zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy.
- **Alarm dźwiękowy:** W przypadku wykrycia nienormalnych wartości, zarówno monitor Oxylink™, jak i powiązany smartfon mogą natychmiast wysłać ostrzeżenie.
- **Darmowa aplikacja:** Umożliwia dostosowanie progu alarmowego, odbieranie danych w czasie rzeczywistym oraz przeglądanie danych historycznych.
- **Akumulator:** Wbudowany akumulator litowo-polimerowy zapewnia od 12 do 16 godzin pracy urządzenia.
- **Pamięć wewnętrzna:** Możliwość zapisu do czterech 10-godzinnych sekcji danych monitorowania ciągłego.
- **Wodoodporność:** Urządzenie jest chronione przed rozpryskiem wody (IP64).
- **Śledzenie zdrowia na odległość:** Oxylink™ Remote umożliwia zdalny dostęp i monitorowanie kluczowych wskaźników zdrowotnych przez rodziny pacjentów lub opiekunów.
- **Wsparcie dla systemów iOS i Android:** Kompatybilność z iOS 9.0 lub nowszym oraz Androidem 5.0 lub nowszym.