

## WIELOFUNKCYJNY STETOSKOP Z PODWÓJNĄ GŁOWICĄ





## ZALETY STETOSKOPU

Wielofunkcyjny stetoskop z podwójną głowicą to zaawansowane narzędzie diagnostyczne, które jest niezbędne w każdej praktyce medycznej. Jego podwójna głowica umożliwia precyzyjne osłuchiwanie zarówno niskich, jak i wysokich częstotliwości, co jest kluczowe przy diagnozowaniu różnorodnych stanów zdrowia. Stetoskop ten jest często wyposażony w membranę i lejek, co zwiększa jego wszechstronność i czułość akustyczną.

- **Znakomita akustyka:** stetoskop wyposażony jest w wysokiej jakości medyczną rurkę TVC, stop cynku Chest Piece i membranę z włókna o wysokiej czułości z dobrym efektem osłuchiwania, a nawet poliestrową zatyczkę do uszu z dobrą redukcją szumów zewnętrznych.
- W zestawie znajdują się również **trzy rozmiary dzwonek stetoskopowych**, które pomagają sprostać różnym wymaganiom dotyczącym stetoskopu.
- Może być szeroko stosowany **do osłuchiwania układu sercowo-naczyniowego i oddechowego** w szpitalu, klinice, szkole lub domu.

## SPECYFIKACJA

- **Material:** Aluminium Alloy Hanger, stop cynku na klatce piersiowej, medyczna rurka PVC, poliestrowe zatyczki do uszu.
- **Wymiary:** Całkowita długość: 820 mm, długość rurki: około 610 mm, średnica rurki: Około 10 mm, Średnica części piersiowej: Około 46 mm i 30 mm (1,8 cala i 1,2 cala).
- **Waga:** waga netto: Około 246 g, waga brutto: około 390 g (z opakowaniem).
- **Pakiet zawiera:** 1 stetoskop, 2 pary dodatkowych zatyczek do uszu, 2 dodatkowe membrany, 3 dzwonki, 1 plakietka.