



• opcjonalne akcesoria

Cechy

- Krzesło FST (nr do zamówienia 60-4110-001) może być używane jako krzesło schodowe, krzesło ewakuacyjne lub krzesło transportowe
- Przy modyfikacji istniejącego krzesła do wersji plastikowej można użyć plastikowego siedziska (numer do zamówienia 65-4100-110 - ZESTAW PLASTIKOWEGO SIEDZISKA KRZESŁA FST)
- Idealne i efektywne kosztowo rozwiązanie z systemem prowadnic gąsienicowych Ferno EZ Glide
- Całkowicie aluminiowa konstrukcja ramy może obsługiwać pacjentów o wadze do 250 kg, a zintegrowana wysuwana gąsienica schodowa umożliwia zjeżdżanie po schodach bez konieczności przenoszenia lub podnoszenia
- Dwa przednie koła obrotowe 12,5 cm i dwa tylne koła stałe 15 cm z blokadami
- Koła przy zachowaniu dobrej przyczepności i komfortu mają minimalny wskaźnik przylegania zanieczyszczeń i zapewniają bardzo dobrą zwrotność w ciasnych przestrzeniach, takich jak spoczniki schodów lub ciasne korytarze
- W zestawie podparcie głowy i trzy pasy bezpieczeństwa
- Tylny górny uchwyt jest wysuwany i regulowany w czterech położeniach (od 100 do 158 cm)
- Przednie uchwyty teleskopowe regulowane w pięciu położeniach (maksymalne przedłużenie 34 cm)
- Winyłowy materiał jest łatwy do czyszczenia lub wymiany
- Opcjonalnie dostępny jest wygodny podnózek, 4-punktowy pas bezpieczeństwa, kosz siatkowy, tylne uchwyty i system bezpiecznego mocowania SLM

Specyfikacje

| Wysokość min. | Szer. całkowita | Dług. całkowita | Szer. siedziska | DxSxG po złożeniu | Waga | Limit obciążenia |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------|------------------|
| 100 cm | 51,6 cm | 69,5 cm | 41,5 cm | 100x51,6x20 cm | 13,8 kg | 250 kg |

Akcesoria

Mocowanie na ścianie krzesła FAST - zaprojektowane do bezpiecznego mocowania krzesła FAST zarówno w zastosowaniu statycznym, jak i dynamicznym. Zwalnianie jedną ręką pozwala na szybkie zamocowanie lub zwolnienie krzesła.

60-4190-001



4-punktowe pasy bezpieczeństwa dla zwiększonego bezpieczeństwa

62-4400-001



Zestaw plastikowego siedziska krzesła FST

65-4100-110



Tylne uchwyty dostarczają dodatkowych punktów podparcia dla operatora, gdy podnosi on krzesło lub manewruje nad przeszkodami.

65-4122-001



Komfortowy podnózek zwiększa komfort i poczucie bezpieczeństwa pacjenta.

W zestawie bezpłatnie

65-4130-001



Podparcie głowy - w zestawie bezpłatnie

65-4126-001




Składane podłokietniki dla lepszego komfortu.

65-4128-001



Podnózek - w zestawie bezpłatnie

65-0209-002



Siatkowy kosz na akcesoria, takie jak butla tlenowa.

65-4123-001



Krzesło FST zostało zaprojektowane tak, aby spełniać i przewyższać międzynarodowe normy, takie jak EN 1865-4:2012.



W związku z ciągłym udoskonalaniem wyrobów, przedstawione w niniejszym materiale informacje oraz dane techniczne mają wyłącznie charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. W celu zweryfikowania aktualności niniejszego materiału należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k. 02-862 Warszawa; ul. Farbiarska 47; tel: +48 22 313 09 39; www.paramedica.pl

Powyższe zdjęcia, znaki firmowe oraz teksty należą do ich właścicieli.
Zabrania się kopiowania i publikowania zdjęć i tekstów w całości i/lub części w internecie, prasie, mediach bez zgody na piśmie właścicieli.