

PEDI-PAC[®]

*Deska ortopedyczna pediatryczna
model 78*

Kod: 0313065





Przeznaczony do unieruchamiania pacjentów pediatrycznych o wzroście od 71 cm do 137 cm i masie ciała od 9 kg do 41 kg.

GLÓWNE WŁAŚCIWOŚCI

- Deska ortopedyczna PEDI-PAC składa się z płyty ze zdejmowaną nylonową osłoną, która jest odporna na płyny ustrojowe.
- Wyposażona w system 5 zintegrowanych pasów bezpieczeństwa, umożliwiających skuteczne unieruchomienie i bezpieczny transport pacjenta pediatrycznego.
- PEDI-PAC posiada 2 pasy: przedni i podbródkowy, podparcie głowy, 4 ergonomiczne uchwyty do przenoszenia i 2 pierścienie do mocowania do noszy.
- Ze względu na swój ciężar i niewielki rozmiar może być stosowany do wykonywania manewrów podczas wydobywania pacjentów pediatrycznych z ciasnych przestrzeni i został zaprojektowany w celu ułatwienia czynności terapeutycznych i zastosowania infuzji dożylkowej.
- Deska PEDI-PAC jest wyposażona w składaną podkładkę ułatwiającą regulację neutralnego ustawienia kręgosłupa szyjnego pacjenta oraz podwójny pas miednicowy, który umożliwia prawidłowe unieruchomienie zgodnie z etapem rozwoju pacjenta.
- Umożliwia również niezależne przymocowanie kończyn dolnych i górnych.
- Łatwy do dezynfekcji.
- W zestawie z torbą transportową.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Długość	122 cm
Szerokość	23 cm
Waga	3 kg
Maksymalna nośność	41 kg

