

LARYNGOSKOPY LED



www.ricare.pl

+48 81 884 72 79

+48 535 622 894

Laryngoskopy LED - krystaliczne światło, wyjątkowa trwałość

Laryngoskopy Riester to synonim niezawodnej jakości i trwałości, z doskonałym wykończeniem. Wykonane z najwyższej klasy materiałów, przechodzą rygorystyczne kontrole, gwarantując bezpieczeństwo i niezawodność w każdej sytuacji. To idealny wybór dla anestezjologów i ratowników medycznych, oferujący precyzyjne oświetlenie LED

LARYNGOSKOPY LED



Riester - Laryngoskopy światłowodowe z technologią oświetlenia LED

Oferujemy szeroką gamę rękojeści różnych typów, które dostarczają niezawodne i wysokiej jakości oświetlenie LED dla łyżek laryngoskopowych. Nasze produkty są kompatybilne z łyżkami wielu producentów i spełniają ekologiczne standardy energooszczędnego zasilania



Riester - ri-dispo (Macintosh i Miller)

Ri-dispo jednorazowe łyżki Macintosh/Miller minimalizują ryzyko zakażenia krzyżowego. Wykonane z trwałego Makrolonu®, są kompatybilne z rękojeściami światłowodowymi (zielony standard) i wyposażone w metalowy mechanizm blokujący kulkę dla pewnego mocowania

Oświetlenie LED 2,5 V: zapewnia jasne, białe światło

Źródło światła w rękojeści: ułatwia autoklawowanie łyżek

Światłowód: zapewnia optymalną transmisję światła dzięki wzmocnionym wiązkom światłowodowym

Łyżki Macintosh i Miller: z wbudowanym światłowodem

Długa żywotność: dzięki cyklom autoklawowania w temperaturze 134°C przez 5 minut

Łyżki ze stali nierdzewnej: o wygładzonej powierzchni, łatwe do czyszczenia

Specjalny kształt i budowa łyżek: zapewniają doskonałą widoczność strun głosowych, nagłośni i ułatwiają wprowadzenie rurki dotchawiczej

Wodoszczelne rękojeści bateryjne: typu AA (długa o śr. 19mm lub krótka o śr. 32mm) oraz typu C (śr. 28mm)

Kompatybilność: Wszystkie łyżki są kompatybilne z rękojeściami zgodnymi z normą ISO 7376

Minimalizowanie ryzyka krzyżowego zakażenia:

Zmniejszają ryzyko przenoszenia infekcji między pacjentami

Wysokiej jakości materiał: Wykonane z Makrolonu®, trwałego i niezawodnego materiału

Wysoka iluminacja: Zaprojektowane, aby zapewniać doskonałe oświetlenie i wyraźną widoczność podczas intubacji

Efektywność kosztowa: Wyeliminowane koszty sterylizacji łyżek wielorazowych

Typ: Macintosh i Miller

Opakowanie: Sprzedawane po 20 sztuk

LARYNGOSKOPY LED



Riester
- ri-integral
MACINTOSH

Łatwe do czyszczenia dzięki braku zewnętrznych światłowodów i otworów narażonych na zanieczyszczenia

Wyjątkowa intensywność światła dzięki oświetleniu LED

Mocne i trwałe wiązki światłowodowe o przekroju 17,3 mm

Spawane laserowo, odporne na korozję



Riester
- ri-integral
FLEX MACINTOSH

to giętka łyżka ze zintegrowanym światłowodem. Posiada zginany dystalny koniec, co pozwala na lepsze dopasowanie podczas trudnych intubacji

Elastyczna łyżka: Giętka łyżka z wbudowanym światłowodem, co umożliwia lepszą manipulację podczas zabiegu

Zginany dystalny koniec: Pozwala na precyzyjne ustawienie, co ułatwia intubację w trudnych warunkach

Wyjątkowa intensywność światła: Dzięki technologii LED zapewnia doskonałe oświetlenie, co jest kluczowe dla wyraźnej widoczności podczas intubacji

Poprawiona transmisja światła: Dzięki wzmocnionym wiązkom światłowodowym światło jest przesyłane jeszcze efektywniej

Nowy design łyżki: Zapewnia łatwą intubację z doskonałą widocznością wejścia do krtani i strun głosowych, zmniejsza nacisk w okolicy gardła i minimalizuje ryzyko urazu

Dostępne rozmiary: Łyżki dostępne są w rozmiarach 3 lub 4, typ Macintosh



Riester
- ri-integral
MILLER

Płaska konstrukcja łyżki światłowodowej znacznie poprawia widoczność i ułatwia intubację

Atraumatyczna konstrukcja łyżki

Spawane laserowo, odporne na korozję



Riester
- zestawy laryngoskopowe

Riester oferuje szeroki wybór zestawów laryngoskopów w atrakcyjnych cenach. Zestawy są wyposażone w różne rodzaje bateryjnych rękojeści. Zestawy laryngoskopów światłowodowych są wyposażone w źródło światła LED o napięciu 2,5V

Wygodne rękojeści bateryjne: typ AA (śr.19mm) i typ C (śr. 28mm), z zakręcaną, wodoszczelną komorą na baterie

Zestawy dopasowane do potrzeb: zestawy z łyżkami Macintosh i Miller dla dorosłych i dzieci

Solidny futerał ochronny: Zestawy są dostarczane w twardej futerał ochronnym z bezpiecznymi zapięciami, co zapewnia ochronę sprzętu podczas przechowywania i transportu

OFERTA PRODUKTOWA

ZESTAW LARYNGOSKOPOWY RI-INTEGRAL ZE ŚWIATŁOWODEM WBUDOWANYM NA STAŁE	REF
> Zestaw laryngoskopowy LED 2,5V + rękojeść bateryjna typ C, łyżki Macintosh 2, 3, 4, w twardej futerałce	8041
> Zestaw laryngoskopowy LED 2,5V + rękojeść bateryjna typ C, łyżki Miller 2, 3, 4, w twardej futerałce	8061
> Zestaw laryngoskopowy LED 2,5V + rękojeść bateryjna typ AA, łyżki Macintosh 0, 1, 2, w twardej futerałce	8053
> Zestaw laryngoskopowy LED 2,5V + rękojeść bateryjna typ AA, łyżki Miller 0, 1, 2, w twardej futerałce	8073
REKOJEŚĆ LARYNGOSKOPOWA, BATERYJNA, DO LARYNGOSKOPÓW ŚWIATŁOWODOWYCH	REF
> Rękojeść laryngoskopowa, bateryjna, LED 2,5V typ AA, śr. 19 mm	12312
> Rękojeść laryngoskopowa, bateryjna, LED 2,5V typ AA (krótka), śr. 32 mm	12317
> Rękojeść laryngoskopowa, bateryjna, LED 2,5V typ C, śr. 28 mm	12311
ŁYŻKA LARYNGOSKOPOWA RI-DISPO Z TWORZYWA SZTUCZNEGO Z METALOWYM ZAMKIEM, JEDNORAZOWA, OPAKOWANIE 20 SZT	REF
> Łyżka laryngoskopowa ri-dispo, Macintosh, nr.: 1, op. 20 szt.	12290
> Łyżka laryngoskopowa ri-dispo, Macintosh, nr.: 2, op. 20 szt.	12291
> Łyżka laryngoskopowa ri-dispo, Macintosh, nr.: 3, op. 20 szt.	12292
> Łyżka laryngoskopowa ri-dispo, Macintosh, nr.: 4, op. 20 szt.	12293
> Łyżka laryngoskopowa ri-dispo, Miller, nr.: 0, op. 20 szt.	12294
> Łyżka laryngoskopowa ri-dispo, Miller, nr.: 1, op. 20 szt.	12295
> Łyżka laryngoskopowa ri-dispo, Miller, nr.: 2, op. 20 szt.	12296
> Łyżka laryngoskopowa ri-dispo, Miller, nr.: 3, op. 20 szt.	12297
> Łyżka laryngoskopowa ri-dispo, Miller, nr.: 4, op. 20 szt.	12298
ŁYŻKA LARYNGOSKOPOWA RI-INTEGRAL FLEX DO TRUDNYCH INTUBACJI, ZE STALI NIERDZEWNEJ, ZE ŚWIATŁOWODEM WBUDOWANYM NA STAŁE, AUTOKLAWOWALNA	REF
> Łyżka laryngoskopowa ri-integral flex, do trudnych intubacji, Macintosh, nr.: 3	12250
> Łyżka laryngoskopowa ri-integral flex, do trudnych intubacji, Macintosh, nr.: 4	12251
ŁYŻKA LARYNGOSKOPOWA RI-INTEGRAL ZE STALI NIERDZEWNEJ, ZE ŚWIATŁOWODEM WBUDOWANYM NA STAŁE, AUTOKLAWOWALNA,	REF
> Łyżka laryngoskopowa ri-integral, Macintosh, nr.: 0	12230
> Łyżka laryngoskopowa ri-integral, Macintosh, nr.: 1	12231
> Łyżka laryngoskopowa ri-integral, Macintosh, nr.: 2	12232
> Łyżka laryngoskopowa ri-integral, Macintosh, nr.: 3	12233
> Łyżka laryngoskopowa ri-integral, Macintosh, nr.: 4	12234
> Łyżka laryngoskopowa ri-integral, Macintosh, nr.: 5	12235
> Łyżka laryngoskopowa ri-integral, Miller, nr.: 00	12240
> Łyżka laryngoskopowa ri-integral, Miller, nr.: 0	12241
> Łyżka laryngoskopowa ri-integral, Miller, nr.: 1	12242
> Łyżka laryngoskopowa ri-integral, Miller, nr.: 2	12243
> Łyżka laryngoskopowa ri-integral, Miller, nr.: 3	12244
> Łyżka laryngoskopowa ri-integral, Miller, nr.: 4	12245
AKCESORIA	REF
> Żarówka standardowa 2,7V, do łyżek laryngoskopowych standard nr. 2-4 Miller i nr. 0-5 Macintosh, op. 6 szt.	11381



RiCare sp. z o.o.
ul. Tomasza Zana 39A, 20-634 Lublin
NIP: 7123478642
biuro@ricare.pl
www.ricare.pl

tel.: +48 81 884 72 79
tel. kom: +48 535 622 894