

MODUŁOWA STACJA DIAGNOSTYCZNA RI-FORMER®



www.ricare.pl

+48 81 884 72 79

+48 535 622 894

Ri-former[®] to wszechstronne stacje diagnostyczne, które dzięki modułowej budowie i mobilności zapewniają elastyczność i wygodę pracy w każdym gabinecie. Zawsze gotowe do użycia, ułatwiają szybki dostęp do niezbędnych narzędzi diagnostycznych, dostosowując się do specyfiki pracy lekarzy różnych specjalizacji.

MODUŁOWA STACJA DIAGNOSTYCZNA RI-FORMER[®]



Moduł ri-former[®] z monitorem funkcji życiowych - RVS-200

RVS-200 to nowoczesna, ścienna stacja diagnostyczna, która łączy w sobie monitorowanie parametrów życiowych z funkcjonalnością modułowej stacji diagnostycznej. Dzięki elastycznej konstrukcji, RVS-200 oferuje różnorodne konfiguracje, dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników, co znacząco upraszcza obsługę urządzeń i zwiększa efektywność pracy.

3 tryby pomiaru: monitorowanie ciągłe,
pomiar jednorazowy, triaż

Wysokoczuły 8-calowy kolorowy ekran dotykowy TFT
z intuicyjnym interfejsem użytkownika
i zintegrowaną funkcją pomocy

Wyświetla: SYS, DIA, MAP, Puls, Temperaturę,
Pletyzmogram

EWS, NEWS i MEWS dla wczesnego ostrzeżenia
o stanie pacjenta

Klinicznej klasy pomiar ciśnienia krwi
z trybem uśredniania (2 - 5 odczytów)

Łączność Bluetooth z termometrami Riester tymPRO+
i sensioPRO+

Oksymetria Riester lub Nellcor Oximax SpO2
(w tym dla noworodków)

Predykcyjny termometr (Filac 3000)

Łączność z systemami EMR za pomocą standardu HL7

Standardowa łączność LAN

Programowalne alarmy (dźwiękowe i wizualne)
z 3 poziomami priorytetów

Obsługuje port RJ11 do wezwań personelu

Wewnętrzna pamięć na 5000 pomiarów

Bateria litowo-jonowa z czasem pracy do 11 godzin
(w trybie automatycznym, co 15 min)

Zasilanie do 3 rękojeści diagnostycznych

Oświetlenie LED o wysokiej wydajności

Szeroki wybór głowic instrumentów diagnostycznych

Zintegrowany dyspenser wzierników

Łatwy i dyskretny montaż na ścianie

2 lata gwarancji

OPCJE DODATKOWE:

- > Wbudowana drukarka termiczna
- > Czytnik kodów kreskowych
- > Wi-Fi

AKCESORIA DOSTARCZANE Z MONITOREM:

- > Przewód do mankietu ciśnieniomierza
- > 2 mankiety (duży i bariatryczny, w tym złączka)
- > Czujnik SpO2 dla dorosłych
- > Przedłużacz do czujnika SpO2
- > Sonda do pomiaru temperatury doustnej + osłonki na sondę (jeśli zamówiono moduł pomiaru temperatury)

Ri-former® to uniwersalna i nowoczesna stacja diagnostyczna, idealna do prowadzenia efektywnej opieki koordynowanej w POZ w każdej dziedzinie. Dzięki szybkim badaniom i dokładnym pomiarom parametrów życiowych Ri-former® ułatwia kompleksową opiekę nad pacjentem oraz umożliwia sprawną i wygodną pracę personelu medycznego.

MODUŁOWA STACJA DIAGNOSTYCZNA RI-FORMER®



Riester ri-former® - Stacja Diagnostyczna do montażu na ścianie

Zaprojektowana do montażu na ścianie, zapewniając oszczędność miejsca i wygodę użytkownika.

Dostępna w wersji z 1 lub 2 uchwytami, w zestawie z płytą montażową, kołkami i śrubami.



- Głowice instrumentów diagnostycznych

Stacje diagnostyczne ri-former® obsługują do 5 rękojeści, z których każda może być wyposażona w 5 różnych wymiennych głowic: otoskop, oftalmoskop, uchwyt szpatułek, wziernik nosowy lub ramię oświetlacza.

- Modułowa Stacja Diagnostyczna

Modułowa stacja diagnostyczna ri-former® oferuje moduły rozszerzające do pomiaru ciśnienia krwi (NIBP), temperatury ciała oraz zasilania centralnego, które obsługuje do 3 ergonomicznie zaprojektowanych rękojeści diagnostycznych. Rękojeści posiadają funkcjonalność płynnej regulacji jasności oraz ręczne włączanie i wyłączenie (rheotronic®).



RBP-100

Big Ben®

- Moduły pomiaru ciśnienia krwi

W pełni automatyczny kliniczny ciśnieniomierz RBP-100 lub ręczny, o dużej skali, klasy klinicznej ciśnieniomierz big ben®.

- Moduły pomiaru temperatury

Predykcyjny termometr doustny/pachowy/rekalny RPT-100

- Moduł jednej rękojeści z węzłem spiralnym

- Moduł dyspensera na wzierniki w pięciu rozmiarach



RPT-100



Riester ri-former® - Stacja Diagnostyczna Mobilna, na wózku jeżdżym

Stacje diagnostyczne w wersji z solidną jeżdżącą podstawą, wyposażone w 2 rękojeści, dyspenser wzierników oraz ciśnieniomierz Big Ben® (opcjonalnie).

Wózek jezdny wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej, zapewniający łatwość przemieszczania.

—
Regulacja wysokości (105 - 130 cm)

—
Łatwość przemieszczania dzięki niskooporowym kółkom (dwa blokowane) i właściwościom antystatycznym; średnica podstawy mobilnej (54 cm)

—
Wyposażona w 2 rękojeści i dyspenser wzierników

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Stacja diagnostyczna: 200 x 180,5 x 75 mm (800 g)

Moduł rozszerzający: 200 x 100 x 75 mm (500 g)

Zasilanie: Wejście: 100 V - 240 VAC, 50/60 Hz, 0,6 A

Wyjście: 5 VDC, 3 A, 15 W

Stacja diagnostyczna: Wejście: 5 VDC, 3 A, 15 W

Wyjście 1: 1 x 3,5 VDC, 700 mA

Wyjście 2: 2 x 5 VDC, 2 x 1,15 A

Moduł rozszerzający: Wejście: 5 VDC, 3 A, 15 W

Wyjście 1: 1 x 3,5 VDC, 700 mA

Wyjście 2: 2 x 5 VDC, 1 x 1,15 A

Czas włączania: Włączanie: 1 min

Wyłączenie: 5 min

Warunki pracy: 0°C do +40°C, 10% do 85% wilgotności względnej

Klasyfikacja: Wyrób medyczny klasy I

Ri-former[®] to stacja, która umożliwi profesjonalistom medycznym wygodny i szybki pomiar ciśnienia krwi, temperatury ciała oraz badanie uszu, nosa i jamy ustnej. Jest to idealne rozwiązanie dla placówek POZ oraz gabinetów lekarzy różnych specjalizacji, w tym medycyny rodzinnej i otolaryngologii, wspierając profesjonalną i kompleksową opiekę nad pacjentem.

MODUŁOWA STACJA DIAGNOSTYCZNA RI-FORMER[®]



OFERTA PRODUKTOWA

PODSTAWOWE MODUŁY RI-FORMER

	REF
> Ri-former, ścienny, baza zasilająca z zegarem, 1 rękojeść	3650
> Ri-former, ścienny, baza zasilająca z zegarem, 2 rękojeści	3650-300
> Ri-former, mobilny, dyspenser na wzierniki, bez zegara, 2 rękojeści	3652-500
> Ri-former, mobilny, ciśnieniomierz big-ben, dyspenser na wzierniki, bez zegara, 2 rękojeści	3652-600

MODUŁ RI-FORMER Z MONITOREM FUNKCJI ŻYCIOWYCH RVS-200

	REF
> RVS-200, monitor funkcji życiowych + ri-former, ścienny, dyspenser na wzierniki, 2 rękojeści	1961-RRXXE

GŁOWICE RI-FORMER Z ZABEZPIECZENIEM PRZED KRADZIEŻĄ

	REF
> Ri-former, głowica otoskopu EliteVue LED 3,5V	10512-301
> Ri-former, głowica otoskopu L2 LED 3,5V	10565-301
> Ri-former, głowica oftalmoskopu L2 LED 3,5V	10595-301
> Ri-former, głowica uchwyt szpatułek LED 3,5V	10574-301
> Ri-former, głowica wziernika nosowego LED 3,5V	10575-301
> Ri-former, głowica ramię oświetlacza LED 3,5V	10576-301

AKCESORIA

	REF
> Ostonki sondy termometru RPT-100 op. 25 wkładów (500 szt.)	12688
> Ri-former, rękojeść z węzłem spiralnym typ AA	10659
> Ri-former, dwa lusterka krtaniowe nr 3 i nr 4, do ramienia oświetlacza	10447
> Termometr predykcijny z sondą oralną / pachową RPT-100 do ri-former	3658
> Termometr predykcijny z sondą rektalną RPT-100 do ri-former	3658-01
> Ri-former, dyspenser na wzierniki w pięciu rozmiarach	3654
> Ri-former, moduł dodatkowej rękojeści do rozbudowania stacji	300
> Ri-former, ciśnieniomierz big ben, kwadratowy, mankiet na rzep dla dorosłych	3655-109



RiCare sp. z o.o.
ul. Tomasza Zana 39A, 20-634 Lublin
NIP: 7123478642
biuro@ricare.pl
www.ricare.pl

tel.: +48 81 884 72 79
tel. kom: +48 535 622 894