



REDUKTOR MEDITECH Z SZYBKOZŁĄCZKĄ AGA I PRZE- PŁYWOMIERZEM 0-25L/MIN, 3/8" (SKRÓCONY MODEL) MODEL: 779-1503-19

OPIS PRODUKTU:

Regulatory Meditech z serii 55SL są wyrobami medycznymi klasy IIb. Produkowane są ze stopu aluminium, z mosiężną ścieżką tlenową wysokiego ciśnienia dla większego bezpieczeństwa. Są przeznaczone do użytku mobilnego, gdzie niewielka waga jest niezwykle istotna. Regulatory z serii 55SL są sprzedawane z 5-letnim okresem gwarancji i gwarancją na wady fabryczne.

Zalecana żywotność produktu to 10 lat. Regulatory są zaprojektowane do pracy przy ciśnieniu wlotowym (ciśnienie robocze butli tlenowej) do 200 barów. Nominalne ciśnienie wylotowe wynosi 4 bary. Wszystkie reduktory zawierają filtr wlotowy i wbudowany zawór bezpieczeństwa.

ISTOTNE INFORMACJE O PRODUKCIE:

- Gwint wejściowy – DIN 3/4"
- Ciśnienie wejściowe – 200 bar
- Ciśnienie wyjściowe – 4 bar
- Wyjście – AGA
- Regulator przepływu – 0-25 l/min., 3/8 BSP
- Regulacja: 0 / 0,5 / 1 / 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 10 / 15 / 25 l/min
- Wymiary – 14 x 7 cm
- Waga – 0,44 kg
- Temperatura pracy – od -20 do +60°C
- Temperatura przechowywania – od -40 do +60°C



W związku z ciągłym udoskonalaniem wyrobów, przedstawione w niniejszym materiale informacje oraz dane techniczne mają wyłącznie charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. W celu zweryfikowania aktualności niniejszego materiału należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k. 02-862 Warszawa, ul. Farbiarska 47; tel: +48 22 313 09 39; www.paramedica.pl

Powyższe zdjęcia, znaki firmowe oraz teksty należą do ich właścicieli.

Zabrania się kopiowania i publikowania zdjęć i tekstów w całości i/lub części w internecie, prasie, mediach bez zgody na piśmie właścicieli.

