



NONIN Onyx® II 9550

Pulsoksymetr napalcowy z certyfikatem militarnym

Pulsoksymetr Nonin Onyx® II 9550 jest małym, lekkim, przenośnym urządzeniem przeznaczonym do pomiaru i wyświetlania nasycenia tlenem hemoglobiny tętniczej (%SpO₂) oraz tętna. Model Onyx II 9550 jest niezawodny i trwały w najbardziej wymagających środowiskach. Posiada certyfikaty przydatności do użytku na pokładzie statków powietrznych udzielone przez amerykańską armię i amerykańskie siły powietrzne Air Force.



Niezawodność i wytrzymałość w najbardziej wymagających warunkach



Pulsoksymetr NONIN 9550 przeszedł rygorystyczne testy i uzyskał certyfikat lotniczy armii USA (ang. U.S. Military Airworthiness Certifications¹)



Klinicznie potwierdzona dokładność dla wszystkich pigmentacji skóry i pacjentów z niską perfuzją³



Trójkolorowy wskaźnik LED pozwala na szybką ocenę jakości tętna u pacjenta



Technologia Nonin PureSAT® zapewniająca szybki i dokładny pomiar SpO2 i tętna zgodnie z normą ISO 80601-2-61²



W celu wsparcia ochrony przed rozpoznaniem LED automatycznie wyłącza się po wyciągnięciu palca



Łatwy odczyt pomiarów niezależnie od stopnia naświetlenia i pod dowolnym kątem



Sprawdzony i używany przez jednostki wojskowe
Nato Stock Number: 6515-01-561-4889

Trwałe i praktyczne wykonanie:

Automatyczne włączanie/wyłączanie przy umieszczeniu i wyciągnięciu palca

Możliwość wykonania 10 000 pomiarów lub 63 godzin ciągłego monitorowania przy użyciu dwóch baterii AAA

4-letnia gwarancja na pulsoksymetr

Dostępne akcesoria do przechowywania/transportu:



Walizka ochronna



Pokrowiec ochronny



Pokrowiec na pulsoksymetr



Smycz



Pulsoksymetr
Onyx® II 9550

Wskaźnik LED
jakości pulsu

Automatyczne
włączanie/wyłączanie

1. Airworthiness Certification U.S. Army, 2006. Airworthiness Certification U.S. Air Force, 2007.

2. Nonin Medical, Inc. Clinical Data on File.

3. Bickler, P. MD, et. Al. (2005) Effects of Skin Pigmentation on Pulse Oximeter Accuracy at Low Saturation. Anesthesiology Vol. 102, pp 715-9

