

# NOSZE EWAKUACYJNE HMH SKED® RESCUE SYSTEM WERSJA HAZMAT

Producent: SKEDCO  
Model: SK 250

## OPIS PRODUKTU:

HMH Sked® Rescue System (Sked Hazmat) to kompaktowe nosze ewakuacyjne szybkiego reagowania przeznaczone do działań ratowniczych, w których ratownicy wymagają ochrony na poziomie „A”.

Skuteczne rozwiązanie do ewakuacji zarówno pojedynczych ofiar, jak i dużej ilości poszkodowanych w przypadku skażenia biologicznego lub chemicznego, np. wynikającego z ataku terrorystycznego czy wypadków na dużą skalę. Nosze sprawdzają się doskonale również w trakcie szybkiej ewakuacji szpitali.

HMH Sked radykalnie zwiększają szybkość i wydajność ewakuacji. Elastyczna, wysokiej wytrzymałości konstrukcja powoduje, że nosze są niezwykle wszechstronne. Można je przeciągać po praktycznie każdym terenie, w tym po schodach.

Wymagają mniejszego wysiłku od ratowników, zwłaszcza tych noszących ochronę poziomu „A”. Pacjenci mogą być przetaczani lub przeciągani bez potrzeby ich podnoszenia czy przenoszenia, co zwiększa efektywność ewakuacji zwłaszcza ze stref skażonych.

Sked Hazmat SK-250 standardowo produkowana jest w kolorze jaskrawo-żółtym. Dostępna jest w wersji SK-250(B), gdzie „B” oznacza czarny kolor noszy, dedykowana na specjalne zamówienie do zabezpieczenia i prowadzenia akcji w warunkach działań taktycznych. Do identyfikacji zestawu HMH torba transportowa w tym modelu ma kolor żółty.

## ISTOTNE INFORMACJE O PRODUKCIE:

- Elastyczne tworzywo polietylenowe o średniej gęstości – niełamiwe w temperaturze 120° poniżej zera
- Wysoka temperatura topnienia
- Materiał odporny na działania i wnikanie chemikaliów
- Kompletny zestaw gotowy do pracy z wbudowanymi pasami zabezpieczającymi pacjenta
- Taśmy do ciągnięcia mocowane u węzłowia wyposażone w dwa plastikowe uchwyty do ciągnięcia przez dwóch ratowników
- Dodatkowe taśmy transportowe dla dodatkowych ratowników
- Cztery wycięte plastikowe uchwyty eliminują stosowanie dodatkowych taśm i zapewniają bezpieczne podnoszenie.
- Pasuje do przenośników dekontaminacyjnych, co ułatwia dekontaminację pacjenta oraz noszy
- Koncepcja ewakuacji zmniejsza obciążenie pracy ratowników noszących ochronę poziomu „A”
- Wytrzymałe, plastikowe zapięcia/klamry klasy wojskowej, nie powodują korozji i nie iskrzą



| DŁUGOŚĆ | SZEROKOŚĆ | WAGA | ODPORNOŚĆ NA NISKIE TEMPERATURY | TEMPERATURA TOPNIENIA |
|---------|-----------|------|---------------------------------|-----------------------|
| 244 cm  | 91 cm     | 5 kg | -120°C                          | 230-260°C             |

## MATERIAŁ

Średniej gęstości, elastyczne, gładkie, nieabsorbujące tworzywo polietylenowe

## INFORMACJE DO ZAMÓWIENIA:

| MODEL              |          |                                                                  |
|--------------------|----------|------------------------------------------------------------------|
| CZĘŚCI<br>ZAMIENNE | SK 250   | Kompletny HMH SKED RESCUE SYSTEM z zestawem pasów                |
|                    | SK 250 B | Kompletny HMH SKED RESCUE SYSTEM z zestawem pasów, wersja czarna |
|                    | SK-251   | HMH SKED – nosze bazowe (płachta bez pasów)                      |
|                    | SK-252   | Zestaw pasów do noszy HMH SKED                                   |
| AKCESORIA          | SK-253   | HMH SKED RAPID DEPLOYMENT CASE – yellow – torba transportowa     |
|                    | SK-255   | Wkład do ewakuacji 4 niemowląt                                   |

| MODEL                            | NSN              |
|----------------------------------|------------------|
| SK-250-XX HMH Sked Rescue System | 6530-01-522-7855 |

Okres gwarancji: 24 miesiące

## KORZYŚCI:

- Elastyczne tworzywo sztuczne – pozwala na profilowanie noszy w zależności od etapu działania:
  - jest płaskie, umożliwiając przetoczenie, nasunięcie poszkodowanego bez jego podnoszenia
  - po zapięciu pasów usztywnia się, umożliwiając bezpieczne dla pacjenta pokonywanie przeszkód w tym nierówności terenu, krawężników, schodów
  - otacza poszkodowanego, chroniąc jego boki i głowę przed urazami podczas przeciągania
- Bardzo niska waga (5 kg) – ułatwia transport dużej ilości noszy do miejsca zdarzenia oraz zmniejsza zmęczenie ratowników
- Kompletny zestaw gotowy do pracy – pozwala na natychmiastowe działanie i ewakuację poszkodowanych ze „strefy gorącej” bez konieczności utraty czasu na dodatkowe przygotowanie noszy do pracy
- Materiał noszy nie wchłania płynów i jest odporny na działanie chemikaliów – dzięki czemu może być poddawany dekontaminacji i dezynfekcji
- Uniwersalny system pasów do przeciągania noszy z poszkodowanym – pozwala na ewakuację przez jednego, dwóch lub czterech ratowników lub do podpięcia liny ewakuacyjnej



W związku z ciągłym udoskonalaniem wyrobów, przedstawione w niniejszym materiale informacje oraz dane techniczne mają wyłącznie charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. W celu zweryfikowania aktualności niniejszego materiału należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k. 02-862 Warszawa; ul. Farbiarska 47; tel: +48 22 313 09 39; [www.paramedica.pl](http://www.paramedica.pl)  
Powyższe zdjęcia, znaki firmowe oraz teksty należą do ich właścicieli.  
Zabrania się kopiowania i publikowania zdjęć i tekstów w całości i/lub części w internecie, prasie, mediach bez zgody na piśmie właścicieli.

