

Nowy ambulans WAS

Folder nie oddaje wszystkich korzyści jakie daje nowy model karetki WAS. Jeżeli macie Państwo w planach zakup ambulansu skontaktowanie się z nami umożliwi poznanie najnowszego rozwiązania na rynku. Jesteśmy gotowi odwiedzić każde miejsce w Polsce. Aby umówić spotkanie prezentacyjne wystarczy wykonać telefon lub wysłać e-mail do którejś z podanych poniżej osób.

Aby ułatwić przygotowanie się do konfiguracji wyposażenia karetki zamieściliśmy przygotowany w oparciu o wymogi NFZ skrócony spis najważniejszego wyposażenia ambulansu typu S.

Aktualny¹ pełny wykaz wyposażenia określa załącznik nr 3 do Zarządzenie nr 65/2012/DSM Prezesa NFZ z 17 października 2012 r.

Proszę o zaznaczenie sprzętów jakie wraz z karetką miałyby być zakupione i skontaktowanie się z osobami obsługującymi właściwe województwo:

Andrzej Sokołowski: tel. 668 339 612

e-mail: a.sokolowski@was.pl

województwa: zachodniopomorskie, lubuskie, dolnośląskie, opolskie

Artur Lewandowski: tel. 602 274 300

e-mail: a.lewandowski@was.pl

województwa: łódzkie, świętokrzyskie, lubelskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie

Tomasz Kutermankiewicz: tel. 602 658 171

e-mail: t.kutermankiewicz@was.pl

województwa: wielkopolskie, mazowieckie, podlaskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie

WYPOSAŻENIE SŁUŻĄCE DO PRZENOSZENIA PACJENTA

- nosze główne /z podwoziem
- nosze podbierające
- materac próżniowy
- krzeselko kardiologiczne
- płachta do przenoszenia
- deska ortopedyczna

WYPOSAŻENIE UNIERUCHAMIAJĄCE

- zestaw unieruchamiający do złamań
- zestaw kołnierzy szyjnych
- KED

WYPOSAŻENIE DIAGNOSTYCZNE

- aparat do ręcznego pomiaru ciśnienia krwi, rozmiary mankietów 10 cm – 66 cm
- oksymetr
- stetoskop
- termometr (zakres minimalny od 28 °C do 42 °C)
- glukometr
- latarka diagnostyczna

WYPOSAŻENIE DO POSTĘPOWANIA W NAGŁYCH STANACH ZAGROŻENIA ZDROWOTNEGO

- defibrylator z rejestratorem rytmu i danych pacjenta z funkcją monitora i kardiostymulatora
- respirator ratowniczo-transportowy
- zastawka PEEP
- kapnometr
- pompa infuzyjna
- PARS: zestaw do udrażniania dróg oddechowych

POZOSTAŁE

materiały do bandażowania i pielęgnacji, środki ochrony indywidualnej, inne wyposażenie ratownicze i ochronne, łączność, plecaki, torby:

.....

.....

.....

.....

.....

¹ Aktualne na dzień 01.05.2014



Making vehicles special

Nowy ambulans WAS

Niemiecka technologia wytwarzana w Polsce



Dostępny w wersji DMC 3,5 lub 3,88 tony

Nowy ambulans WAS – tradycja i nowoczesność



Hala montażowa

Niemiecka technologia wytwarzana w Polsce

Firma WAS istniejąc w Polsce od roku 1997 jako pierwsza zaczęła oferować ambulanse produkowane wg wzorców charakterystycznych dla najbardziej wymagającego rynku w Europie – rynku niemieckiego. Do dziś produkcja zabudowy medycznej dla wszystkich ambulansów montowanych w Niemczech odbywa się w polskiej fabryce w Lubiczu k. Torunia. Jakość i umiejętności naszych pracowników doceniają nie tylko odbiorcy w Niemczech, ale też w całej Europie, Azji i Afryce. Gdy spotkacie Państwo sprowadzony do Polski kilku lub kilkunastoletni ambulans firmy WAS z Niemiec, w którym wszystkie jego elementy stałe, mechaniczne i elektryczne wyglądają jak nowe i działają nienagannie to możecie być pewni, że zabudowa ta jest dziełem profesjonalnego zespołu polskich inżynierów i pracowników z rodzinnego miasta Mikołaja Kopernika. Jako jedyna firma produkująca karetki w Polsce oferujemy Państwu ambulanse oparte na niemieckiej technologii.



Rok 1997 był rokiem, w którym WAS Wietmarscher Polska Sp. z o.o. wprowadził do Polski niemiecką technologię oraz europejskie standardy. Na zdjęciu fabryka ambulansów WAS w Lubiczu k. Torunia.

Nowy ambulans WAS – przemysłane rozwiązania



Nowa, ergonomiczna zabudowa odpowiadająca wymogom procedur medycznych wykonywanych w ambulansie



Funkcjonalna aranżacja lewej ściany z widocznym miejscem mocowania masażera serca.



Mocowanie plecaka medycznego pełniące równocześnie funkcję półki pozwalającej na „awaryjne” korzystanie z plecaka we wnętrzu karetki.



„Wszystko na swoim miejscu” – schowek techniczny z szufladami na drobny sprzęt.

Porządek, funkcjonalność, nowoczesność

- projektując nową zabudowę spojrzeliśmy na przedział medyczny ambulansu przez pryzmat czynności medycznych jakie mają być tam wykonywane oraz utrzymania porządku podczas akcji ratunkowej;
- uporządkowaliśmy miejsca przeznaczenia odpowiednich sprzętów;
- zwiększyliśmy funkcjonalność szafek;
- wyposażyliśmy karetkę w 4 kosze/pojemniki na odpady, w tym dwa na materiał zakaźny;
- umożliwiliśmy prowadzenie intubacji, odsysania dróg oddechowych i wentylacji u wezłowią noszy bez wstawiania z fotela;
- zaprojektowaliśmy miejsce dla 2 plecaków w tym jedno z możliwością korzystania z plecaka wewnątrz ambulansu;
- dodaliśmy zamykaną na roletę podręczną szafę przeznaczoną na drobny sprzęt medyczny, wyposażoną w praktyczny, pełniący funkcję tablicy sucho ścieralnej panel informacyjny;
- uzupełniliśmy standard ambulansu o miejsce i przetestowaliśmy zgodnie z PN EN 1789 system mocowania masażera serca.

Gwarancja bezpieczeństwa

- wszystkie rozwiązania zastosowane w ambulansach WAS począwszy od zamków szafek wiszących, poprzez systemy otwierania szuflad/kosza na śmieci, a skończywszy na fotelach czy mocowaniu podstawy do noszy głównych zostały przetestowane zgodnie z PN EN 1789;
- nie stosujemy rozwiązań nie przebadanych lub takich, które nie przeszły testu zderzeniowego;
- wprowadziliśmy do oferty ambulans o **DMC 3,88** pozwalający na wyposażenie przedziału medycznego w 3 niezależne fotele przy zapewnieniu właściwej wagi własnej karetki;
- otworzyliśmy możliwość umieszczania w ambulansie większej ilości osób i sprzętu medycznego bez ryzyka utraty gwarancji samochodu i ponoszenia po jej upływie kosztów częstszych napraw zawieszenia, hamulców i silnika związanych z przekraczaniem DMC pojazdu;
- dla ambulansów bez przejścia wprowadziliśmy specjalny fotel ze zintegrowanymi pasami dziecięcymi pozwalającymi na bezpieczne przewożenie małego dziecka (od 10 kg) w pozycji siedzącej.