



MIDLINE

Krótkoczasowy dostęp naczyniowy

BEZPIECZNY I KRÓTKOOKRESOWY DOSTĘP NACZYNIOWY

Zestawy MIDLINE służą m.in. do krótkotrwałego dostępu naczyniowego do podawania terapii dożylnych. Zmniejszają częstość występowania infekcji i powikłań. MIDLINE nie wymagają stosowania potwierdzenia położenia końcówki cewnika pod RTG umożliwiając natychmiastowy dostęp naczyniowy. Stosowanie zestawów MIDLINE zmniejsza ilość kaniulacji wymaganej do krótkotrwałej terapii.

KIMAL
delivering healthcare innovation

INFORMACJE DLA ZAMAWIAJĄCEGO

MID LINE

Rodzaj zestawu	Nr. Ref.	OPIS PRODUKTU
Po dilatorze (Modyfikowany Seldinger)	KML-SL-0320-KOD	3Fr MIDline x 20cm zestaw jednoświatłowy MST
	KML-SL-0420-KOD	4Fr MIDline x 20cm zestaw jednoświatłowy MST
	KML-DL-0520-KOD	5Fr MIDline x 20cm zestaw dwuświatłowy MST
Po igle (Seldinger)	KML-SL-0320-KON	3Fr MIDline x 20cm zestaw jednoświatłowy OTN
	KML-SL-0420-KON	4Fr MIDline x 20cm zestaw jednoświatłowy OTN
	KML-DL-0520-KON	5Fr MIDline x 20cm zestaw dwuświatłowy OTN

MIDLINE

ZESTAW ZAWIERA



Kimal MIDLINE standardowy zestaw zawiera:

- MIDLINE cewnik
- G21 x 7cm igła echogeniczna (zielony uchwyt)
- 10ml strzykawka
- Bezpieczny skalpel
- 50cm 0.018" nitinolowy prowadnik z atraumatycznymi końcami
- Krótka koszulka rozrywalna micro introducer
- Wstępnie załadowany sztylet z miękką, elastyczną i atraumatyczną częścią dystalną
- Unfix mocowanie z pianki do bezpiecznego ufixowania cewnika
- Przezroczysty opatrunek
- Zatyczki cewnika

Więcej informacji otrzymasz od swojego lokalnego przedstawiciela Kimal w Polsce:

BILLMED Sp. z o.o.

ul. Krypska 24/1, 04-082 Warszawa

Tel: +48 (22) 870 27 52, 870 27 74

Fax: +48 (22) 870 27 76

Email: billmed@billmed.pl

www.billmed.pl

www.kimal.com

© 2020 Kimal PLC. All rights reserved.

Kimal PLC reserve the right to change the specification of its products at any time.

Kimal PLC, Arundel Road, Uxbridge, UB8 2SA.

KIMAL
delivering healthcare innovation