






Uchwyt karetkowy do pompy AP24+



- uchwyt przeznaczony do bezpiecznego zamocowania pomp strzykawkowych AP24+ w ambulansach
- może być mocowany do pionowych płyt montażowych lub poziomych szyn medycznych
- spełnia wymagania europejskiej i polskiej normy PN-EN 1789 dotyczącej wymagań technicznych dla ambulansów i ich wyposażenia w sprzęt medyczny
- posiada solidną i trwałą konstrukcję zapewniającą bezawaryjną pracę pomp AP24+ w trudnych warunkach środowiskowych
- wykonany z materiałów łatwych do czyszczenia i odpornych na agresywne środki czyszczące oraz dezynfekujące

Oferujemy ponadto:

- pompy infuzyjne **AP14, AP24+**
- pompy infuzyjne objętościowe (perystaltyczne) **AP31**
- stacje dokujące typu **MD** do pomp oraz statywy **MD-H**
- zestawy infuzyjne do pomp AP31P oraz AP31
- podgrzewacze do płynów infuzyjnych i krwi **ANIMEC**
- statywy do pomp infuzyjnych i kroplówek **AS**



Montaż do poziomej szyny medycznej - OPCJA

Parametry techniczne

Masa uchwytu:	2,5 kg
Materiał:	stal kwasoodporna
Odporność na udu:	10g wg PN-EN 1789
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość):	337 x 300 x 157 mm (bez uchwytów opcjonalnych)

Uwaga: przedstawione informacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

wersja: UK/AP24+/2022

ASCOR MED Sp. z o.o.
ul. Syta 177, 02-987 Warszawa, Polska
tel.: +48 22 345 12 30, +48 22 345 12 19
fax: +48 22 836 14 96, +48 22 345 13 71
e-mail: info@ascor-med.com.pl
www.ascor-med.com.pl

dystybutor: