

Tissue-Tek® VIP® 6 AI

Próżniowy procesor tkanek

Specyfikacja



Informacje ogólne

Nazwa i opis	Procesor próżniowo-ciśnieniowy Tissue-Tek® VIP® 6 AI
Numer artykułu	6042
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	61 x 68 x 133 cm
Masa (pusty)	175 kg

Dane elektryczne

Napięcie znamionowe i natężenie prądu	Jednofazowy prąd, AC 230 V $\pm$ 10%, 50/60 Hz, 6 A
--	--

Właściwości środowiskowe

Zakres temperatur roboczych	od +10°C do +40°C
Wilgotność względna podczas pracy	od 30% do 85%, bez skraplania
Wysokość	2.000 m lub mniej
Zakres temperatury przechowywania	od -10°C do +60°C
Wilgotność względna przechowywania	od 30% do 95%, bez skraplania

Eksplotacja

Wydajność	Do 300 kasetek
Przetwarzanie zbiorników z odczynnikami	10 (po maks. 4,7 L każdy)
Zbiorniki na parafinę	Małe: 3 (każdy do 4,2 L) Duży: 1 (do 5,6 L)
Czyszczenie zbiorników na odczynniki	2 (po maks. 4,7 L każdy)
Zbiornik na kondensat	1 (do 4,7 L)
Zbiornik na odpady parafinowe	1 (do 5,5 L)
Zbiorniki zasobniki z odczynnikami	2 (po maks. 10,4 L każdy)
Pamięć programowa	50 programów obróbki, 3 zdefiniowane przez użytkownika programy czyszczenia
Czujniki poziomu	Cztery czujniki (150 kasetek, 300 kasetek, czyszczenie i przepłnienie)
Kontrola oparów	Układ kondensatora oparów i dwa filtry z węgla aktywnego

Interfejs użytkownika

Wyświetlacz	Kolorowy ekran dotykowy LCD 10,4 cala
Interfejs danych	Port USB

Certyfikaty

Status prawny	(UE) 2017/746 CE IVD, urządzenie klasy A
Zgodność	2011/65/UE (UE) 2015/863 EN IEC 63000:2018

Odwiedź nas na stronie www.sakura.com

Sakura Finetek Poland sp. z o.o., Grójecka Offices,
ul. Grójecka 208, 02-390 Warsaw, Poland

