



BeneHeart R300

Elektrokardiograf



* Dostępne w przyszłych aktualizacjach



Czytelny wyświetlacz

5" kolorowy ekran do obserwacji przebiegów fali w czasie rzeczywistym



Wszechstronna drukarka

Obsługa zarówno papieru w rolkach, jak i składanego



Niska waga

Tylko 1,28 kg (z baterią) i kompaktowy rozmiar



Duża pojemność

Możliwość zapisania ponad 1000 raportów



Dłuższy czas pracy

Co najmniej 10 godzin rejestrowania bez użycia papieru




Duża mobilność

Wózek zapewnia możliwość przewiezienia urządzenia R300 w dowolne miejsce



Wygodna obsługa

Przyjazny dla użytkownika interfejs BeneHeart R300 zapewnia kilka funkcji oszczędzających papier, podgląd raportu (przed wydrukiem), ponowną analizę (w przypadku modyfikacji informacji dotyczących pacjenta) i przesyłanie raportu w formie elektronicznej.



Niezawodna analiza



Elektrokardiograf R300 firmy Mindray dla pacjentów dorosłych i pediatrycznych jest wyposażony w algorytmy automatycznej analizy 12-odprowadzeniowego EKG zarówno wg skali Glasgow, jak i EKG spoczynkowego. Oba zapewniają dokładne i wiarygodne analizy, aby wspomóc pewność diagnostyczną.

Algorytm Glasgow jako pierwszy opiera się na określonych zmiennych, w tym wieku, płci, pochodzeniu etnicznym, czy lekach, aby uzyskać jak największą dokładność interpretacji EKG.

Firma Mindray zgromadziła i odziedziczyła ponad 20-letnie doświadczenie w dziedzinie analizy EKG. Do opracowania algorytmu wykorzystano dziesiątki tysięcy danych klinicznych z EKG, uzyskano pomyślną, uznaną na arenie międzynarodowej ocenę CSE i osiągnięto bardziej zrównoważoną wydajność algorytmu (czułość i specyficzność).

Uwaga: Niektóre funkcje są opcjonalne. Należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym, aby uzyskać informacje o ich dostępności.