



Elektrody
monopolarne

Elektrody monopolarne

Elektrody monopolarne wielorazowego użytku, trzpień \varnothing 2,4 mm i \varnothing 4 mm

Elektroda nożowa, prosta, 3,4 x 18 mm, długość 40 mm




No. 21191-172

No. 21191-072



4.3 kVp

max 95 °C



max 138 °C

Elektroda nożowa, prosta, 1,5 x 17 mm, długość 40 mm




No. 21191-101

No. 21191-001



4.3 kVp

max 95 °C



max 138 °C

Elektroda nożowa, prosta, 3,4 x 24 mm, długość 45 mm




No. 21191-100

No. 21191-000



4.3 kVp

max 95 °C



max 138 °C

Elektroda szpatułkowa, prosta, 3 x 24 mm, długość 45 mm




No. 21191-102

No. 21191-002



4.3 kVp

max 95 °C



max 138 °C

Elektroda szpatułkowa, prosta, 2,3 x 19 mm, długość 45 mm




No. 21191-159

No. 21191-059



4.3 kVp

max 95 °C



max 138 °C

Elektroda szpatułkowa, prosta, izolowana, 2,3 x 19 mm, długość 45 mm




No. 21191-161

No. 21191-061



4.3 kVp

max 95 °C



max 138 °C

No. trzpień \varnothing 2,4 mm

No. trzpień \varnothing 4 mm

Elektrody monopolarne

Elektrody monopolarne wielorazowego użyciu, trzpień \varnothing 2,4 mm i \varnothing 4 mm

Elektroda szpatułkowa, prosta, elastyczna, 2 x 6 mm, długość 45 mm



No. 21191-107

No. 21191-007



4.3 kVp

max 95 °C



31191-211

max 138 °C

Elektroda szpatułkowa, prosta, elastyczna, 2 x 18 mm, długość 45 mm



No. 21191-106

No. 21191-006



4.3 kVp

max 95 °C



31191-211

max 138 °C

Elektroda szpatułkowa, prosta, elastyczna, 1,7 x 6 mm, długość 50 mm



No. 21191-105

No. 21191-005



4.3 kVp

max 95 °C



31191-211

max 138 °C

Elektroda szpatułkowa, prosta, elastyczna, 3 x 24 mm, długość 60 mm



No. 21191-103

No. 21191-003



4.3 kVp

max 95 °C



31191-211

max 138 °C

Elektroda szpatułkowa, prosta, elastyczna, 2 x 18 mm, długość 80 mm



No. 21191-104

No. 21191-004



4.3 kVp

max 95 °C



31191-211

max 138 °C

Elektroda szpatułkowa, prosta, 2,3 x 19 mm, długość 120 mm



No. 21191-153

No. 21191-053



4.3 kVp

max 95 °C



31191-211

max 138 °C

No. trzpień \varnothing 2,4 mm

No. trzpień \varnothing 4 mm

Elektrody monopolarne

Elektrody monopolarne wielorazowego użyciu, trzpień \varnothing 2,4 mm i \varnothing 4 mm

Elektroda szpatułkowa, prosta, izolowana, 2,3 x 19 mm, długość 120 mm



No. 21191-155

No. 21191-055



4.3 kVp

max 95 °C



31191-211

max 138 °C

Elektroda nożowa, prosta, 2,4 x 12 mm, długość 120 mm



No. 21191-110

No. 21191-010



4.3 kVp

max 95 °C



31191-211

max 138 °C

Elektroda szpatułkowa, prosta, 2,4 x 12 mm, długość 120 mm



No. 21191-156

No. 21191-056



4.3 kVp

max 95 °C



31191-211

max 138 °C

Elektroda szpatułkowa, prosta, 2,3 x 19 mm, długość 180 mm



No. 21191-157

No. 21191-057



4.3 kVp

max 95 °C



31191-211

max 138 °C

Elektroda szpatułkowa, prosta, izolowana, 2,3 x 19 mm, długość 180 mm



No. 21191-158

No. 21191-058



4.3 kVp

max 95 °C



31191-211

max 138 °C

No. trzpień \varnothing 2,4 mm

No. trzpień \varnothing 4 mm

Elektrody monopolarne

Elektrody monopolarne wielorazowego użytku, trzpień \varnothing 2,4 mm i \varnothing 4 mm

Elektroda lancetowa, zagięta, 1,5 x 17 mm, długość 30 mm



No. 21191-108

No. 21191-008



4.3 kVp

max 95 °C



31191-211

max 138 °C

Elektroda szpatułkowa, zagięta, 2,3 x 19 mm, długość 40 mm



No. 21191-160

No. 21191-060



4.3 kVp

max 95 °C



31191-211

max 138 °C

Elektroda szpatułkowa, zagięta, izolowany, 2,3 x 19 mm, długość 40 mm



No. 21191-162

No. 21191-062



4.3 kVp

max 95 °C



31191-211

max 138 °C

Elektroda szpatułkowa, zagięta, 3 x 24 mm, długość 40 mm



No. 21191-109

No. 21191-009



4.3 kVp

max 95 °C



31191-211

max 138 °C

Elektroda szpatułkowa, zagięta, 2,3 x 19 mm, długość 115 mm



No. 21191-154

No. 21191-054



4.3 kVp

max 95 °C



31191-211

max 138 °C

Elektroda lancetowa, zagięta, 2,4 x 12 mm, długość 115 mm



No. 21191-111

No. 21191-011



4.3 kVp

max 95 °C



31191-211

max 138 °C

No. trzpień \varnothing 2,4 mm

No. trzpień \varnothing 4 mm

Elektrody monopolarne

Elektrody monopolarne wielorazowego użyciu, trzpień \varnothing 2,4 mm i \varnothing 4 mm

Elektroda igłowa, prosta, \varnothing 0,8 x 17 mm, długość 35 mm




No. 21191-171

No. 21191-071



4.3 kVp

max 95 °C



max 138 °C

Elektroda igłowa, prosta, \varnothing 0,8 x 22 mm, długość 40 mm




No. 21191-112

No. 21191-012



4.3 kVp

max 95 °C



max 138 °C

Elektroda igłowa, prosta, izolowana, \varnothing 0,8 x 22 mm, długość 40 mm




No. 21191-168

No. 21191-068



4.3 kVp

max 95 °C



max 138 °C

Elektroda igłowa, prosta, \varnothing 0,8 x 29 mm, długość 65 mm




No. 21191-113

No. 21191-013



4.3 kVp

max 95 °C



max 138 °C

Elektroda igłowa, prosta, izolowana, \varnothing 0,8 x 15 mm, długość 115 mm




No. 21191-169

No. 21191-069



4.3 kVp

max 95 °C



max 138 °C

Elektroda igłowa, prosta, \varnothing 0,8 x 15 mm, długość 120 mm




No. 21191-120

No. 21191-020



4.3 kVp

max 95 °C



max 138 °C

No. trzpień \varnothing 2,4 mm

No. trzpień \varnothing 4 mm

Elektrody monopolarne

Elektrody monopolarne wielorazowego użytku, trzpień \varnothing 2,4 mm i \varnothing 4 mm

Elektroda igłowa, prosta, \varnothing 0,8 x 15 mm, długość 180 mm



No. 21191-170

No. 21191-070



4.3 kVp

max 95 °C



31191-211

max 138 °C

Elektroda igłowa, zagięta, \varnothing 0,8 x 20 mm, długość 35 mm



No. 21191-115

No. 21191-015



4.3 kVp

max 95 °C



31191-211

max 138 °C

Elektroda igłowa, zagięta, \varnothing 0,8 x 12 mm, długość 45 mm



No. 21191-151

No. 21191-051



4.3 kVp

max 95 °C



31191-211

max 138 °C

Elektroda igłowa, zagięta, \varnothing 0,8 x 10 mm, długość 120 mm



No. 21191-121

No. 21191-021



4.3 kVp

max 95 °C



31191-211

max 138 °C

Elektroda igłowa, prosta, izolowana, \varnothing 0,5 x 3 mm, wolframowa, długość 40 mm



No. 21191-116

No. 21191-016



1 kVp

max 95 °C



31191-211

max 138 °C

Elektroda igłowa, prosta, izolowana, \varnothing 0,5 x 3 mm, wolframowa, długość 55 mm



No. 21191-118

No. 21191-018



1 kVp

max 95 °C



31191-211

max 138 °C

No. trzpień \varnothing 2,4 mm

No. trzpień \varnothing 4 mm

Elektrody monopolarne

Elektrody monopolarne wielorazowego użytku, trzpień \varnothing 2,4 mm i \varnothing 4 mm

Elektroda igłowa, zagięta, izolowana, \varnothing 0,5 x 3 mm, wolframowa, długość 35 mm



No. 21191-117

No. 21191-017



= 1

1 kVp

max 95 °C



31191-211

max 138 °C

Elektroda igłowa, zagięta, izolowana, \varnothing 0,5 x 3 mm, wolframowa, długość 55 mm



No. 21191-119

No. 21191-019



= 1

1 kVp

max 95 °C



31191-211

max 138 °C

No. trzpień \varnothing 2,4 mm

No. trzpień \varnothing 4 mm

Elektrody monopolarne

Elektrody monopolarne wielorazowego użytku, trzpień \varnothing 2,4 mm i \varnothing 4 mm

Elektroda kulkowa, prosta, \varnothing 2 mm, długość 40 mm



No. 21191-123

No. 21191-023



4.3 kVp

max 95 °C



31191-211

max 138 °C

Elektroda kulkowa, prosta, \varnothing 3 mm, długość 40 mm



No. 21191-163

No. 21191-063



4.3 kVp

max 95 °C



31191-211

max 138 °C

Elektroda kulkowa, prosta, \varnothing 4 mm, długość 40 mm



No. 21191-124

No. 21191-024



4.3 kVp

max 95 °C



31191-211

max 138 °C

Elektroda kulkowa, prosta, \varnothing 5 mm, długość 40 mm



No. 21191-164

No. 21191-064



4.3 kVp

max 95 °C



31191-211

max 138 °C

Elektroda kulkowa, prosta, \varnothing 6 mm, długość 40 mm



No. 21191-125

No. 21191-025



4.3 kVp

max 95 °C



31191-211

max 138 °C

Elektroda kulkowa, prosta, \varnothing 3 mm, długość 110 mm



No. 21191-165

No. 21191-065



4.3 kVp

max 95 °C



31191-211

max 138 °C

No. trzpień \varnothing 2,4 mm

No. trzpień \varnothing 4 mm

Elektrody monopolarne

Elektrody monopolarne wielorazowego użytku, trzpień \varnothing 2,4 mm i \varnothing 4 mm

Elektroda kulkowa, prosta, \varnothing 4 mm, długość 110 mm



No. 21191-128

No. 21191-028



4.3 kVp

max 95 °C



31191-211

max 138 °C

Elektroda kulkowa, prosta, \varnothing 5 mm, długość 110 mm



No. 21191-166

No. 21191-066



4.3 kVp

max 95 °C



31191-211

max 138 °C

Elektroda kulkowa, prosta, \varnothing 6 mm, długość 115 mm



No. 21191-129

No. 21191-029



4.3 kVp

max 95 °C



31191-211

max 138 °C

Elektroda kulkowa, zagięta, \varnothing 2 mm, długość 35 mm



No. 21191-126

No. 21191-026



4.3 kVp

max 95 °C



31191-211

max 138 °C

Elektroda kulkowa, zagięta, \varnothing 4 mm, długość 35 mm



No. 21191-127

No. 21191-027



4.3 kVp

max 95 °C



31191-211

max 138 °C

No. trzpień \varnothing 2,4 mm

No. trzpień \varnothing 4 mm

Elektrody monopolarne

Elektrody monopolarne wielorazowego użytku, trzpień \varnothing 2,4 mm i \varnothing 4 mm

Elektroda kulkowa, zagięta, \varnothing 2 mm, długość 115 mm



No. 21191-130

No. 21191-030



= 1

1 kVp

max 95 °C



31191-211

max 138 °C

Elektroda kulkowa, zagięta, \varnothing 4 mm, długość 115 mm



No. 21191-131

No. 21191-031



= 1

1 kVp

max 95 °C



31191-211

max 138 °C

Elektroda kulkowa, zagięta, \varnothing 8 mm, długość 190 mm



No. 21191-132

No. 21191-032



= 1

4.3 kVp

max 95 °C



31191-211

max 138 °C

Elektroda kulkowa, zagięta, \varnothing 10 mm, długość 190 mm



No. 21191-133

No. 21191-033



= 1

4.3 kVp

max 95 °C



31191-211

max 138 °C


No. trzpień \varnothing 2,4 mm

No. trzpień \varnothing 4 mm

Elektrody monopolarne

Elektrody monopolarne wielorazowego użytku, trzpień \varnothing 2,4 mm i \varnothing 4 mm

Elektroda kulkowa, zagięta, \varnothing 8 mm, długość 240 mm



No. 21191-134

No. 21191-034

= 1

4.3 kVp

max 95 °C

31191-211

max 138 °C

Elektroda pętlowa, drutowa, prosta, \varnothing 6 mm, długość 40 mm



No. 21191-135

No. 21191-035

= 5

4.3 kVp

max 95 °C

31191-211

max 138 °C

Elektroda pętlowa, drutowa, prosta, \varnothing 12 mm, długość 40 mm



No. 21191-136

No. 21191-036

= 5

4.3 kVp

max 95 °C

31191-211

max 138 °C

Elektroda pętlowa, drutowa, prosta, \varnothing 16 mm, długość 40 mm



No. 21191-137

No. 21191-037

= 5

4.3 kVp

max 95 °C

31191-211

max 138 °C

Elektroda pętlowa, taśmowa, prosta, \varnothing 12 mm, długość 40 mm



No. 21191-138

No. 21191-038

= 5

4.3 kVp

max 95 °C

31191-211

max 138 °C

Elektroda pętlowa, taśmowa, prosta, \varnothing 16 mm, długość 40 mm



No. 21191-139

No. 21191-039

= 5

4.3 kVp

max 95 °C

31191-211

max 138 °C

No. trzpień \varnothing 2,4 mm

No. trzpień \varnothing 4 mm

Elektrody monopolarne

Elektrody monopolarne wielorazowego użytku, trzpień \varnothing 2,4 mm i \varnothing 4 mm

Elektroda pętlowa, prosta, \varnothing 5 mm, wolframowa, drutowa, długość 105 mm



No. 21191-140

No. 21191-040



= 1

4.3 kVp

max 95 °C



31191-211

max 138 °C

Elektroda pętlowa, prosta, \varnothing 10 mm, wolframowa, drutowa, długość 105 mm



No. 21191-041



= 1

4.3 kVp

max 95 °C



31191-211

max 138 °C

Elektroda pętlowa, prosta, 5 x 5 mm, wolframowa, długość 125 mm



No. 21191-167

No. 21191-067



= 1

1.5 kVp

max 95 °C



31191-211

max 138 °C

Elektroda pętlowa, prosta, 6 x 15 mm, wolframowa, długość 125 mm



No. 21191-149

No. 21191-049



= 1

1.5 kVp

max 95 °C



31191-211

max 138 °C

Elektroda pętlowa, prosta, 10 x 12 mm, wolframowa, długość 135 mm



No. 21191-147

No. 21191-047



= 1

1.5 kVp

max 95 °C



31191-211

max 138 °C

Elektroda pętlowa, prosta, 10 x 15 mm, wolframowa, długość 135 mm



No. 21191-146

No. 21191-046



= 1

1.5 kVp

max 95 °C



31191-211

max 138 °C

No. trzpień \varnothing 2,4 mm

No. trzpień \varnothing 4 mm

Elektrody monopolarne

Elektrody monopolarne wielorazowego użytku, trzpień \varnothing 2,4 mm i \varnothing 4 mm

Elektroda pętlowa, prosta, 15 x 20 mm, wolframowa, długość 140 mm



No. 21191-148

No. 21191-048



1.5 kVp

max 95 °C



31191-211

max 138 °C

Elektroda pętlowa, prosta, \varnothing 10 mm, wolframowa, długość 130 mm



No. 21191-142

No. 21191-042



1.5 kVp

max 95 °C



31191-211

max 138 °C

Elektroda pętlowa, prosta, \varnothing 15 mm, wolframowa, długość 135 mm



No. 21191-143

No. 21191-043



1.5 kVp

max 95 °C



31191-211

max 138 °C

Elektroda pętlowa, prosta, \varnothing 20 mm, wolframowa, długość 140 mm



No. 21191-144

No. 21191-044



1.5 kVp

max 95 °C



31191-211

max 138 °C

Elektroda pętlowa, prosta, \varnothing 25 mm, wolframowa, długość 145 mm



No. 21191-145

No. 21191-045



1.5 kVp

max 95 °C



31191-211

max 138 °C

Elektroda pętlowa, prosta, \varnothing 30 mm, wolframowa, długość 150 mm



No. 21191-150

No. 21191-050



1.5 kVp

max 95 °C



31191-211

max 138 °C

No. trzpień \varnothing 2,4 mm

No. trzpień \varnothing 4 mm