



labid.com.pl

Bukowa 3, 09-100 Płońsk
Tel: +48 794 009 353 | Email: bartoszbidas@labid.com.pl
Tel: +48 600 983 480 | Email: jakubbidas@labid.com.pl



Mieszadło magnetyczne OHAUS e-G21STRDS (30680275)

Odkryj niezawodność i precyzję z mieszadłem magnetycznym OHAUS e-G21STRDS (30680275). To profesjonalne urządzenie umożliwia mieszanie cieczy w zakresie prędkości od 200 do 1600 obr./min, z pojemnością do 15 litrów. Wyposażone w trwałą, stalową płytę górną z powłoką ceramiczną o średnicy 13,5 cm, zapewnia doskonałą stabilność i łatwość w utrzymaniu. Idealne dla laboratoriów oraz zastosowań przemysłowych, mieszadło OHAUS Guardian 2000 to gwarancja efektywnej pracy w każdej sytuacji. Sprawdź już teraz!

Specyfikacja produktu

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	30680275
Funkcja	Mieszanie
Wymiary górnej płyty	średnica 13,5 cm
Zakres prędkości	od 200 do 1600 obr./min
Sterownie	Analogowe
Pojemność	15 l
Konstrukcja płyty	Stal nierdzewna z powłoką ceramiczną
Wymiary (wys. x dł. x szer.)	10.1 x 26.4 x 16.3 cm
Masa netto	2,3 kg
Zasilanie	220V-240V ~4A 50/60Hz
Moc	35W (220~240V)
Warunki pracy	5°C – 40°C, 80% RH, bez kondensacji