

# babyMUFFS®

## Nauszniki ochronne dla wcześniaków

Optymalna ochrona słuchu u niemowląt. Przy bardzo niewielu przerwach płód śpi głęboko przez około 80% swojego czasu. Po urodzeniu, dobre samopoczucie wcześniaków i noworodków urodzonych w terminie jest stale zakłócanie przez hałas i nieznane dźwięki.

Cichy i niezakłócony sen jest warunkiem szybkiego, zdrowego wzrostu i rozwoju mózgu dziecka.



### babyMUFFS stosuje się:

- na oddziałach intensywnej terapii
- podczas badań
- podczas transportu

Nauszniki ochronne dla wcześniaków powodują zmniejszenie hałasu o co najmniej 7 dB. Przeznaczone są do jednorazowego użytku, dlatego zapewniają nienaganną higienę.



babyMUFFS® XL

babyMUFFS®

#### SZCZEGÓŁY PRODUKTU

Wymiary	babyMUFFS®	babyMUFFS® XL
Szerokość wewnętrzna	27 mm	32 mm
Długość wewnętrzna	37 mm	42 mm
Szerokość zewnętrzna	45 mm	50 mm
Długość zewnętrzna	55 mm	60 mm
Grubość pianki	3 mm	3 mm
Głębokość na ucho	6 mm	7 mm
Głębokość całkowita	9 mm	10mm

#### OPIS PRODUKTU

Nauszniki ochronne babyMUFFS® dla wcześniaków i noworodków, spełniające wymagania dotyczące ochrony słuchu dzieci zgodnie z normą DIN EN 13976-2, pakowane pojedynczo w pary.

Nauszniki ochronne babyMUFFS® XL dla noworodków, spełniające wymagania dotyczące ochrony słuchu dzieci zgodnie z normą DIN EN 13976-2, pakowane pojedynczo w pary.

#### WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

36 par

36 par

#### NR ARTYKUŁU

NA420001/1

NA420002/1