

Dutch **Design**

PRZYSZŁOŚĆ IT W SŁUŻBIE ZDROWIA



Medical All in One PC

Phoenix Non Powered



PROCESOR INTEL®
CORE™ ULTRA SERIES 2



DO INSTALACJI STAŁYCH
(NON-POWERED)



TYLKO 5,7 KG WAGI



OCHRONA IP65
PRZED KURZEM I WODĄ,
WŁAŚCIWOŚCI
ANTYBAKTERYJNE



BOGATY ZESTAW ZŁĄCZY
USB-C / USB-C DISPLAYPORT /
RS232 / HDMI / 2× LAN



23,8-CALOWY
BEZWENTYLATOROWY
KOMPUTER MEDYCZNY



EKRAN DOTYKOWY
(OPCJONALNIE)



KONSTRUKCJA KLASY
MEDYCZNEJ

KONTAKT



+48 731 597 524 | NOELLA@ATHENA-MEDICAL.COM
| WWW.ATHENA-MEDICAL.COM

+48 691 810 075 | T.SZYMCAK@STOVARIS.PL
| WWW.STOVARIS.PL

OHMSTRAAT 8, 3861 NB NIJKERK, HOLANDIA



Medical All in One PC

Phoenix Non Powered



Specyfikacja techniczna

Procesor z TPM	Intel® Core™ Ultra 5 Seria 2 i5-225U, 12 rdzeni, do 4,80 GHz Opcjonalnie: Intel® Core™ Ultra i7-255U, 12 rdzeni, do 5,20 GHz
Pamięć RAM	16 GB DDR5 (maks. 96 GB)
Dysk	512 GB SSD M.2 NVMe (maks. 2 TB)
Moc bazowa procesora	15 W
Porty I/O	2× USB 3.2 Gen 2, 2× USB 2.0, 1× USB-C, 1× USB-C (DisplayPort), 1× USB-C Fast Charge (bok), 1× RS232, 1× HDMI, 2× LAN, 1× Audio out, 1× Microphone in
Łączność bezprzewodowa	Intel® Wi-Fi 7 BE200 (802.11ac/ax/b/g/n/be)
Bluetooth	Wersja 5.4
Wyświetlacz	23,8" TFT LED, szkło Anti-Glare, twardość 6H
Ekran dotykowy (opcjonalnie)	Pojemnościowy, 10-punktowy multitouch
Wymiary	547 × 329 × 54 mm
Rozdzielczość	1920 × 1080 (Full HD); opcjonalnie: 2560 × 1440
Wskaźniki	Wskaźnik zasilania
Kąt widzenia	178° / 178°
Aktywny obszar ekranu	521,28 mm (szer.) × 293,22 mm (wys.)
Kontrast	1000:1
Jasność	250 cd/m ²
Czas reakcji matrycy	5 ms
Kamera (opcjonalna)	5,0 Mp + 2× zintegrowany mikrofon wraz z redukcją szumu
Obudowa	Klasa szczelności IP65, właściwości antybakteryjne
Zasilanie	9–19 V DC
Pobór mocy	22 W
Waga	5,7 kg (bez baterii) / 7,3 kg (z 2 bateriami)
Temperatura pracy	0°C do 40°C
Temperatura przechowywania	-20°C do +60°C
Zgodność z normami	CE, RoHS, Energy Star, WEEE, IEC60601-1, IEC60601-1-2, IP65
System operacyjny	Windows 11, Windows 10, Igel
Zabezpieczenia	TPM (sprzętowy moduł bezpieczeństwa)
RFID (opcjonalnie)	Obsługa: ISO14443A, ISO14443B, Sony, ISO15693, ISO18092
Montaż VESA	100 × 100 mm
Zasilacz w zestawie	Zewnętrzny medyczny adapter 100–240 V / 19 V 6 A z blokadą
Przyciski	Power, Touch On/Off, jasność (+/-), lampka do czytania On/Off

