

Smart Medication

Inteligentny system zarządzania lekami
znacznie zwiększa efektywność infuzji



Bogata biblioteka leków w systemie infuzyjnym

- Intuicyjna etykieta leku, odpowiednia do użytku klinicznego
- Automatyczny import leków w celu zwiększenia wydajności pracy
- Obsługa ustawień ograniczeń w postaci limitów twardych i miękkich w celu zmniejszenia ryzyka związanego z podawaniem leków

Safe Superb Safety

Zaawansowane systemy alarmowe zapewniające bezpieczeństwo



Alarm okluzji

- Wykrywanie niedrożności zarówno przed, jak i za pompą gwarantujące najwyższe bezpieczeństwo pacjenta.
- Predykcyjny alarm okluzji umożliwia zarządzanie zapobiegawcze.



Wykrycie podwójnych pęcherzyków

- Rozpoznawanie pojedynczych i skumulowanych pęcherzyków powietrza.
- System wykrywania pustego worka bez konieczności używania czujnika kropli



AMKO-MED SP. Z O.O.
ul. Księcia Witolda 49/15, 50-202 Wrocław
Tel: +48 605 308 926
E-Mail: kontakt@amko-med.pl
WEB: www.amko-med.pl



Guangdong Biolight Meditech Co., Ltd.
Add: NO. 2 Innovation First Road, Technical Innovation Coast, Hi-tech Zone, Zhuhai, P. R. China, Postcode: 519085
Tel: +86-756-3399935 Fax: +86-756-3399911
E-Mail: overseas@blt.com.cn Web: www.blt.com.cn



Ratujemy życie Kropla po Kropli

Pompa infuzyjna i strzykawkowa
BioFusion S Series



Superior Interconnection

System umożliwia nieograniczoną rozbudowę o kolejne pompy strzykawkowe i infuzyjne



Monitorowanie w Pełnej Pętli

- Współpraca z kardiomonitorem i monitorem moczu poprzez moduł BioLink, realizując zaawansowane potrzeby kliniczne.




System nadzoru infuzji

- Możliwość rozbudowy od 2 do 24 kanałów, w celu spełnienia wymagań różnych oddziałów klinicznych.
- Różne metody połączeń znacząco poprawiają wydajność systemu.



Central Monitoring System

- Pompy mogą łączyć się z CMS za pośrednictwem sieci bezprzewodowej lub dedykowanego systemu nadzoru.
- Centralnym Systemem Monitorowania obsługuje podłączenie do 600 pomp.
- Łatwy dostęp do systemów HIS, CIS i EMR



Specific Spectacular Innovation


Niespotykany system bilansowania płynów w organizmie.

Połączenie z Monitorem moczu i Kardiomonitorem oblicza bilans płynów przyjmowanych i wydalanych, pozwalając personelowi skupić się na metabolizmie płynów pacjenta.



Simple to Use

Prosta i Płynna Obsługa



Czuły pojemnościowy ekran dotykowy

- 3,5-calowy kolorowy pojemnościowy ekran dotykowy.
- Reagujący na dotyk nawet w rękawiczkach medycznych.
- Intuicyjny interfejs pozwalający na wykonanie każdej operacji w zaledwie 2 krokach.

Automatyzacja

- Pompa infuzyjna: Elektryczne drzwiczki zwiększają wygodę pracy.
- Pompa strzykawkowa: Automatyczne mocowanie i pozycjonowanie strzykawki redukuje ryzyko błędów.



Objętościowa pompa infuzyjna



Pompa strzykawkowa