

Laser medyczny Velas 30B15D



Seria VELAS firmy GigaaMed to kompleksowe rozwiązanie laserowe, które doskonale odpowiada na zróżnicowane potrzeby kliniczne i chirurgiczne. Opierając się na sprawdzonej technologii, cechuje się wysoką jakością wykonania, niezawodnością i efektywnością, zyskując uznanie wśród specjalistów medycznych za swoją opłacalność i znakomite wyniki kliniczne. W porównaniu z tradycyjnymi metodami chirurgicznymi, VELAS, często nazywany „skalpelem laserowym”, umożliwia minimalnie inwazyjne zabiegi, redukuje krwawienie śródoperacyjne oraz znacząco zmniejsza odczuwany ból pooperacyjny. Dzięki temu nie tylko zwiększa efektywność procedur, ale także poprawia komfort pacjentów, zapewniając najwyższą jakość opieki medycznej.

W ofercie dostępne są różne długości fal – 810 nm, 940 nm, 980 nm, 1210 nm, 1470 nm oraz 1940 nm – a także różne tryby pracy, takie jak fala ciągła (CW), pojedynczy impuls i impuls, co daje lekarzom możliwość dostosowania parametrów do indywidualnych potrzeb terapeutycznych.

Parametry techniczne:

Model: VELAS II-30B15D

Długość fali: 980nm 30W + 1470nm 15W

Tryb pracy: Ciągły, impulsowy, powtarzany

Długość impulsu: 10us-30s

Częstotliwość powtarzania impulsów: 0,05Hz - 50kHz

System transmisji: Światłowody 400/600/100um,

Podłączenie typu SMA, Włókna i końcówki bezkontaktowe

Wiązka celownicza: 650nm $\pm$ 10nm, 4mW (max), regulowana jasność

Interfejs operacyjny: Kolorowy ekran dotykowy LCD

System chłodzenia: Powietrze & TEC

Waga: 12,9kg

Wymiary: 400x385x200mm

Klasa lasera: 4



Akcesoria standardowe



Urządzenie do czyszczenia złączy optycznych



Interlock



Okulary ochronne



Przycisk nożny



Stripper

Akcesoria opcjonalne



Rękojeść MP3



Rękojeść MP5



Zestaw rękojeści laryngologicznych



Światłowodowy jednorazowy oraz wielorazowy autoklawowalny




Rękojeść chirurgiczna



Rękojeść TW



Światłowodowy radialny



Uchwyt LVR



Uchwyt do liposukcji

Videomed ul. Klonowa 18 58-310 Szczawno-Zdrój

www.videomed.eu info@videomed.eu tel. 748432829 / 508349875