






ul. Śląska 88, 40-742 Katowice
Tel. +48 660 785 002 lub 003 Tel./Fax. 32 352 03 19
e-mail: endopro@endopro.pl

Specjalistyczne poduszki na wózki inwalidzkie z wiskoelastomeru AKTON®



- Unikalne właściwości przeciwdoleżynowe materiału **AKTON®**
- Doskonała dystrybucja ciężaru ciała
- Doskonałe odprowadzanie ciepła
- Doskonała redukcja sił ścinających i tarcia
- Silna pamięć kształtu materiału **AKTON®**
- Trwałe, nie wymagają pompowania,
- Łatwe w utrzymaniu czystości
- 5 lat gwarancji
- Różne rozmiary
- Specjalistyczne pokrowce w tym pokrowce dla osób z nieotrzymaniem moczu.



WSZELKIE PYTANIA O AKTON® ORAZ AKTUALNY CENNIK PROSIMY KIEROWAĆ DO:

EndoPro Sp. z o. o., ul. Śląska 88, 40-742 Katowice

Karolina Biasion

tel. kom. 795 116 120,

Tel/fax 32 352 03 19


e-mail: karolina@endopro.pl

Biuro

Tel. 660 785 002 lub 003

Tel./Fax. 32 352 03 19

e-mail: endopro@endopro.pl



Właściwości wiskoelastomeru AKTON®

- AKTON®, jest doskonałym materiałem przeciwdoleźynowym ze względu na unikalną pamięć kształtu, rozciągliwość i elastyczność, znanym i cenionym na całym świecie.
- Zapewnia równomierną dystrybucję nacisku oraz równomierny rozkład ciężaru. Siła nacisku ciała jest rozpraszana na znacznych obszarach podkładki.
- AKTON® pokryty jest delikatną, elastyczną powłoką, która przy ruchach skrętnych typu obrót lub odwracanie się użytkownika „przemieszcza się” razem z nim, nie traumatyzując skóry.
- AKTON® doskonale rozprawdza ciepło, nie tworzą się w nim mikroobszary przegrzane, które powodują powstawanie odparzeń i w konsekwencji odleżyn. Miękki, przyjazny skórze nazywany jest ekwiwalentem ludzkiej tkanki.
- AKTON® jest produktem hipoalergicznym. Oprócz tego nie podtrzymuje wzrostu bakterii, co zapobiega tworzeniu się podrażnień i zakażeń skóry.
- AKTON® nie wchłania płynów ani wydzielin.
- AKTON® nie zawiera lateksu, silikonu, plastifikatorów.
- AKTON® jest wytrzymały na rozciąganie.
- AKTON® zapewnia amortyzację.
- AKTON® dopasowuje się kształtem do użytkownika, powraca do pierwotnego kształtu, nie trzeba go ugniatać ani regulować.
- W przypadku uszkodzenia powierzchni, AKTON® nie wylewa się, nie wycieka ani nie wypada, nawet pod naporem dużego ciężaru.
- AKTON® jest łatwy w myciu i dezynfekcji.
- AKTON® posiada dużą pojemność cieplną, bardzo dobrze nadaje się do ogrzewania lub ochładzania w zależności od potrzeb.
- AKTON® jest trwały, odporny na uszkodzenia.
- AKTON® nie wymaga pompowania.
- AKTON® nie wymaga zasilania elektrycznego.
- AKTON® jest przyjazny dla środowiska.

