



medisun® HF-144-2

Profesjonalne naświetlanie dłoni i stóp promieniowaniem UV w gabinetach dermatologicznych oraz w warunkach domowych



Modułowy zestaw medisun HF-144-2 jest kombinacją dwóch urządzeń HF-144-UV umieszczonych na statywie jezdny, który został zaprojektowany ekonomicznie i ergonomicznie.

W zależności od zastosowanego spektrum (UVA czy UVB-311 nm) urządzenie służy do leczenia łuszczycy, atopowego zapalenia skóry, bielactwa i innych chorób skórnych.

Do wyboru jest wąskie pasmo UVB-311 nm lub spektrum UVA.

Zintegrowany elektroniczny zegar jest wbudowany w moduł i wyłącza automatycznie promienniki po zakończeniu terapii. Można moduły stawiać na stole lub na podłodze. W zestawie są okulary ochronne dla pacjenta. Za dodatkową opłatą dostępne są profesjonalne gogle dla lekarza.

Zalety:

- dwa duże osobne pola naświetlania
- 12 promienników 9-Watt UVA lub UVB-311 nm
- 2 wbudowane zegary elektroniczne
- za dodatkową opłatą licznik czasu pracy lamp
- krótkie czasy terapii
- małe wydzielanie ciepła
- statyw jezdny
- indywidualna regulacja górnego modułu
- niewielkie gabaryty

Dane techniczne:

Zasilanie: 230V/50 Hz

Moc: do 400 Watt

Wymiary: 70 cm (głębokość) x 70 cm (szerokość) x 110 cm (wysokość)

Producent: Schulze&Böhm Niemcy

Dystrybutor: Optimed Pro-Office, Ul. Śliczna 36, 31-444 Kraków
tel. 12/417-30-70 fax.12/413-53-80 www.optimedpro-office.eu

