



# Medisun 700

Terapia całego ciała w praktyce lekarskiej lub w warunkach domowych

## Opis urządzenia:

- 7 x 100 watt niskociśnieniowych lamp
- Mikrokontroler z wyświetlaczem LCD służący do ustawiania czasów naświetlań
- Krótkie czasy naświetlań
- Małe wydzielanie ciepła
- Ruchomy statyw z regulowaną zmianą wysokości i kątem nachylenia o 180°
- Wysoka intensywność promieniowania UV przy małych odległościach
- Niskie koszty utrzymania i eksploatacji
- Ergonomiczne przechowywanie urządzenia w pozycji pionowej
- Licznik godzin pracy umożliwiający oszacowanie stopnia zużycia promiennika



## Zastosowanie:

UVB 311nm

Łuszczyca  
Bielactwo

UVA

Atopowe zapalenie skóry  
Egzema  
Trądzik



## Dane Techniczne:

- Zasilanie - 230 Volt / 50 Hz
- Moc - 750 W
- Wymiary:
  - Szerokość – 850 mm
  - Głębokość – 652 mm
  - Wysokość – 1950 mm
- Promienniki – 7 x 100 watt UVB 311nm lub  
7 x 100 watt UVA lub  
konfiguracja mieszana UVA/UVB-3,3%

**Producent:** Schulze&Böhm, Niemcy  
**Dystrybutor:** Optimed Pro-Office, Ul. Śliczna 36,  
31-444 Kraków  
tel. 12/417-30-70 fax.12/413-53-80  
[www.optimedpro-office.eu](http://www.optimedpro-office.eu)

