

MEDISUN 2800 Innovation

Wyposażenie kabiny Medisun 2800 Innovation spełnia wszelkie wymagania profesjonalnej fototerapii. Oprogramowanie kabiny oferuje najwyższy poziom bezpieczeństwa czyniąc leczenie komfortowym.

- promienniki UVA i/lub UVB311;
- 44 x 100W niskociśnieniowe lampy;
- Poręczny dotykowy panel kontrolny PC;
- UVA/UVB-system pomiarowy;
- Inteligentne oprogramowanie z monitorowaniem dawki;
- Niska emisja ciepła podczas pracy kabiny;
- Ergonomiczne reflektory;
- Dużo przestrzeni wewnątrz kabiny;
- Możliwość naświetlania pacjenta podczas otwartych drzwi;
- Jednorodne oświetlenie;
- Płyty akrylowe przed promiennikami;
- System chłodzenia pacjenta oraz lamp;
- Na żądanie: system kart chipowych, zdalne sterowanie;



Dane techniczne:

Zasilanie: 400 V / 5.000 W

Bezpiecznik: 3 x 16 A

Wymiary: głęb.115 cm x dług.105 cm x wys.225cm



Kabina dla kliniki jak i prywatnej praktyki dermatologicznej.